

<b>REF</b> 573-A	6x1mL	<b>EXP</b> 2025-07-25	<b>LOT</b> 36A83D0	更新日期： 2022-09 1 / 1
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：36A83D0			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
<b>(Jo1)抗组氨酰tRNA合成酶抗体</b>			
EUROBlotMaster II EUROIMMUN \ Immunoblotting	Qualitative	2+	1+~3+
<b>(Scl70)抗Scl-70抗体</b>			
EUROBlotMaster II EUROIMMUN \ Immunoblotting	Qualitative	2+	1+~3+
<b>(Sm)抗Sm抗体</b>			
EUROBlotMaster II EUROIMMUN \ Immunoblotting	Qualitative	2+	1+~3+
<b>(SSA)抗SSA抗体/抗Ro抗体</b>			
EUROBlotMaster II EUROIMMUN \ Immunoblotting	Qualitative	3+	1+~3+
<b>(SSB)抗干燥综合征B抗体/抗La抗体</b>			
EUROBlotMaster II EUROIMMUN \ Immunoblotting	Qualitative	1+	-~2+
<b>(U1RNP)抗核糖核蛋白抗体/抗nRNP抗体</b>			
EUROBlotMaster II EUROIMMUN \ Immunoblotting	Qualitative	2+	1+~3+

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。