

| | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|
| REF 542-2 | 6x5mL | EXP 2025-02-22 | LOT 33B5D7B | 更新日期: 2024-06 |
| | | | | 1 / 6 |

本报告含以下项目的示范实验室数据

| 分析项目(Analyte) | 分析项目(Analyte) | 分析项目(Analyte) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| (25-OH-Vit D)25羟基维生素D | (Acetaminophen)对乙酰氨基酚 | (ACTH)促肾上腺皮质激素 |
| (AFP)甲胎蛋白 | (AK)阿米卡星 | (ALD)醛固酮 |
| (Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体 | (Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体 | (BNP)B型利钠肽 |
| (CA 125)糖类抗原 125 | (CA 15-3)糖类抗原 15-3 | (CA 19-9)糖类抗原 19-9 |
| (CEA)癌胚抗原 | (CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量 | (Cortisol)皮质醇 |
| (C-P)C-肽 | (CRBM)卡马西平 | (CT)降钙素 |
| (DGXN)地高辛 | (DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮 | (E2)雌二醇 |
| (EPO)促红细胞生成素 | (FA)叶酸 | (FE3/uE3)游离雌三醇 |
| (Ferritin)铁蛋白 | (F-PSA)游离前列腺特异性抗原 | (FSH)促卵泡刺激素 |
| (FT3)游离T3 | (FT4)游离T4 | (Gentamicin)庆大霉素 |
| (hCG)人绒毛膜促性腺激素 | (HCY)同型半胱氨酸 | (HGH)人生长激素 |
| (IgE)免疫球蛋白 IgE | (INS)胰岛素 | (LH)促黄体生成素 |
| (Li)锂 | (Myo / Mb)肌红蛋白 | (NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体 |
| (Phenobarbital)苯巴比妥 | (PHYT)苯妥英 | (PRL)催/泌乳素 |
| (PROG)孕酮 | (PSA)前列腺特异性抗原 | (PTH)甲状旁腺素 |
| (Salicylic Acid)水杨酸 | (SHBG)性激素结合球蛋白 | (TES)睾酮 |
| (Tg)甲状腺球蛋白 | (THEO)茶碱 | (Tnl)肌钙蛋白I |
| (TnT)肌钙蛋白T | (Tobramycin)妥布霉素 | (TSH)促甲状腺素 |
| (TT3)总三碘甲状腺氨酸 | (TT4)总T4 | (T-Uptake)甲状腺素摄取率 |
| (VALP)丙戊酸 | (Vancomycin)万古霉素 | (VB12)维生素B12 |
| (β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基 | | |

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

| | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|
| REF 542-2 | 6x5mL | EXP 2025-02-22 | LOT 33B5D7B | 更新日期： 2024-06 |
| | | | | 2 / 6 |

| 批号： 33B5D7B | | | | |
|---|--------|------|------------|--|
| 项目\仪器\试剂方法 | 单位 | 均值 | + / - 2 SD | |
| (25-OH-Vit D)25羟基维生素D | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 39.7 | 31.8-47.6 | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | nmol/L | 99.1 | 79.3-119 | |
| (ACTH)促肾上腺皮质激素 | | | | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pg/mL | 113 | 90.4-136 | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pg/mL | 127 | 102-152 | |
| (AFP)甲胎蛋白 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 63.8 | 51-76.6 | |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 63.6 | 48.3-78.9 | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 64.7 | 49.2-80.2 | |
| (AK)阿米卡星 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | μmol/L | 22.4 | 17.9-26.9 | |
| (ALD)醛固酮 | | | | |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pg/mL | 387 | 310-464 | |
| (Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体 | | | | |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 98.2 | 74.6-122 | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 42.9 | 34.3-51.5 | |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 130 | 98.8-161 | |
| (Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体 | | | | |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 41.1 | 31.2-51 | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 26.1 | 20.9-31.3 | |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 180 | 137-223 | |
| (BNP)B型利钠肽 | | | | |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pg/mL | 355 | 270-440 | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pmol/L | 148 | 118-178 | |
| (CA 125)糖类抗原 125 | | | | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 48.8 | 37.1-60.5 | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 34.1 | 27.3-40.9 | |
| (CA 15-3)糖类抗原 15-3 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 31.5 | 25.2-37.8 | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 32.2 | 24.5-39.9 | |
| (CA 19-9)糖类抗原 19-9 | | | | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/mL | 29.8 | 22.6-37 | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 38.5 | 30.8-46.2 | |

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的变化，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

| | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|
| REF 542-2 | 6x5mL | EXP 2025-02-22 | LOT 33B5D7B | 更新日期： 2024-06 |
| | | | | 3 / 6 |

| (CEA)癌胚抗原 | | | | |
|--|--------|------|--|-----------|
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 8.24 | | 6.26-10.2 |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 12.8 | | 10.2-15.4 |
| (CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 14.9 | | 11.9-17.9 |
| (Cortisol)皮质醇 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 176 | | 141-211 |
| Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 182 | | 146-218 |
| (C-P)C-肽 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 3.94 | | 3.15-4.73 |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 3.8 | | 2.89-4.71 |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 2.81 | | 2.14-3.48 |
| (CRBM)卡马西平 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | µg/mL | 8.68 | | 6.94-10.4 |
| (CT)降钙素 | | | | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/L | 234 | | 187-281 |
| (DGXN)地高辛 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 1.77 | | 1.42-2.12 |
| (DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 1670 | | 1330-2000 |
| (E2)雌二醇 | | | | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pmol/L | 855 | | 650-1060 |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pmol/L | 576 | | 461-691 |
| (EPO)促红细胞生成素 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | mIU/mL | 19.4 | | 15.5-23.3 |
| (FA)叶酸 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 5.12 | | 4.1-6.14 |
| (FE3/uE3)游离雌三醇 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 3.4 | | 2.72-4.08 |
| (Ferritin)铁蛋白 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | µg/L | 159 | | 127-191 |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | µg/L | 230 | | 175-285 |
| (F-PSA)游离前列腺特异性抗原 | | | | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 1.82 | | 1.38-2.26 |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 1.87 | | 1.5-2.24 |
| (FSH)促卵泡刺激素 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/L | 26.3 | | 21-31.6 |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/L | 23.8 | | 18.1-29.5 |

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

| | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|
| REF 542-2 | 6x5mL | EXP 2025-02-22 | LOT 33B5D7B | 更新日期: 2024-06 |
| | | | | 4 / 6 |

| | | | | |
|--|--------|------|--|------------|
| (FT3)游离T3 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pmol/L | 6.65 | | 5.32-7.98 |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pmol/L | 10.4 | | 7.91-12.9 |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pmol/L | 7.13 | | 5.42-8.84 |
| (FT4)游离T4 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pmol/L | 19.3 | | 15.4-23.2 |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pmol/L | 29.6 | | 22.5-36.7 |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pmol/L | 21.5 | | 16.3-26.7 |
| (Gentamicin)庆大霉素 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | µg/mL | 5.21 | | 4.17-6.25 |
| (hCG)人绒毛膜促性腺激素 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/L | 25.7 | | 20.6-30.8 |
| (HCY)同型半胱氨酸 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Enzymatic Cycling Assays Method | µmol/L | 18.9 | | 15.1-22.7 |
| (HGH)人生长激素 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | µg/L | 4.85 | | 3.88-5.82 |
| (IgE)免疫球蛋白 IgE | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/mL | 120 | | 96-144 |
| (INS)胰岛素 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | mIU/L | 42.6 | | 34.1-51.1 |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | mIU/L | 61.3 | | 46.6-76 |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | mIU/L | 54.6 | | 41.5-67.7 |
| (LH)促黄体生成素 | | | | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/L | 19.1 | | 14.5-23.7 |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/L | 15.8 | | 12.6-19 |
| (Li)锂 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Colorimetry | mmol/L | 1.18 | | 0.944-1.42 |
| (Myo / Mb)肌红蛋白 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | µg/L | 71.9 | | 57.5-86.3 |
| (NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体 | | | | |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pg/mL | 455 | | 364-546 |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | pmol/L | 53.5 | | 42.8-64.2 |
| (Phenobarbital)苯巴比妥 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | µmol/L | 82.8 | | 66.2-99.4 |
| (PHYT)苯妥英 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | µg/mL | 14.7 | | 11.8-17.6 |
| (PRL)催 / 泌乳素 | | | | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 17.3 | | 13.1-21.5 |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 10.1 | | 8.08-12.1 |

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

| | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|--------------------|---------------|
| REF 542-2 | 6x5mL | EXP 2025-02-22 | LOT 33B5D7B | 更新日期: 2024-06 |
| | | | | 5 / 6 |

| (PROG)孕酮 | | | | |
|--|--------|-------|--|-------------|
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 10.8 | | 8.64-13 |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 13.1 | | 9.96-16.2 |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 9.78 | | 7.43-12.1 |
| (PSA)前列腺特异性抗原 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 3.63 | | 2.9-4.36 |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 4.78 | | 3.63-5.93 |
| (PTH)甲状旁腺素 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pg/mL | 124 | | 99.2-149 |
| (Salicylic Acid)水杨酸 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | mmol/L | 1.41 | | 1.13-1.69 |
| (SHBG)性激素结合球蛋白 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | nmol/L | 19.9 | | 15.9-23.9 |
| (TES)睾酮 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 3.78 | | 3.02-4.54 |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 3.86 | | 2.93-4.79 |
| (Tg)甲状腺球蛋白 | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 15.7 | | 12.6-18.8 |
| (THEO)茶碱 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | µg/mL | 13.2 | | 10.6-15.8 |
| (TnI)肌钙蛋白I | | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 0.126 | | 0.1-0.152 |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 0.238 | | 0.181-0.295 |
| (TnT)肌钙蛋白T | | | | |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 0.111 | | 0.089-0.133 |
| (Tobramycin)妥布霉素 | | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | µmol/L | 9.29 | | 7.43-11.1 |
| (TSH)促甲状腺素 | | | | |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | mIU/L | 3.18 | | 2.42-3.94 |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | mIU/L | 3.91 | | 2.97-4.85 |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | mIU/L | 3.53 | | 2.82-4.24 |
| (TT3)总三碘甲状腺原氨酸 | | | | |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | ng/mL | 1.88 | | 1.43-2.33 |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 1.21 | | 0.92-1.5 |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | ng/mL | 1.52 | | 1.22-1.82 |
| (TT4)总T4 | | | | |
| Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | nmol/L | 98.3 | | 74.7-122 |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | nmol/L | 79.3 | | 60.3-98.3 |

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

| | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|--------------------|------------------------|
| REF 542-2 | 6x5mL | EXP 2025-02-22 | LOT 33B5D7B | 更新日期: 2024-06 6 / 6 |
|------------------|-------|-----------------------|--------------------|------------------------|

| | | | |
|--|--------|------|-----------|
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | nmol/L | 88.4 | 70.7-106 |
| (T-Uptake)甲状腺素摄取率 | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | % | 44.6 | 35.7-53.5 |
| (VALP)丙戊酸 | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | μmol/L | 365 | 292-438 |
| (Vancomycin)万古霉素 | | | |
| Abbott ARCHITECT ci series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | μmol/L | 14.1 | 11.3-16.9 |
| (VB12)维生素B12 | | | |
| Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | pg/mL | 461 | 369-553 |
| (β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基 | | | |
| Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA) | IU/L | 27.2 | 20.7-33.7 |
| Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) | IU/L | 25.6 | 19.5-31.7 |

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。