

REF 501-3	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCF5B6	更新日期: 2024-07
				1 / 7

本报告含以下项目的示范实验室数据

分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)	分析项目(Analyte)
(17-OHP)17-羟孕酮	(25-OH-Vit D)25羟基维生素D	(Acetaminophen)对乙酰氨基酚
(ACTH)促肾上腺皮质激素	(AFP)甲胎蛋白	(AK)阿米卡星
(ALD)醛固酮	(ASD)雄烯二酮	(CEA)癌胚抗原
(Cortisol)皮质醇	(C-P)C-肽	(cPSA)复合前列腺特异性抗原
(CRBM)卡马西平	(CT)降钙素	(DGXN)地高辛
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮	(E2)雌二醇	(FA)叶酸
(FE3/uE3)游离雌三醇	(Ferritin)铁蛋白	(F-PSA)游离前列腺特异性抗原
(FSH)促卵泡刺激素	(FT3)游离T3	(FT4)游离T4
(Gentamicin)庆大霉素	(hCG)人绒毛膜促性腺激素	(HGH)人生长激素
(IgA)免疫球蛋白 IgA	(IgE)免疫球蛋白 IgE	(IgG)免疫球蛋白 IgG
(IgM)免疫球蛋白 IgM	(INS)胰岛素	(LH)促黄体生成素
(Li)锂	(Phenobarbital)苯巴比妥	(PHYT)苯妥英
(PRL)催/ 泌乳素	(PSA)前列腺特异性抗原	(Salicylate)水杨酸盐
(TES)睾酮	(THEO)茶碱	(Tobramycin)妥布霉素
(TSH)促甲状腺素	(TT3)总三碘甲状腺氨酸	(TT4)总T4
(VALP)丙戊酸	(Vancomycin)万古霉素	(VB12)维生素B12

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的变化, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-3	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCF5B6	更新日期: 2024-07 2 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号: 2FCF5B6			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(17-OHP)17-羟孕酮			
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.49	5.19-7.79
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D			
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	21	16.8-25.2
YHLO iFlash Analyzer YHL \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	52.5	42-63
(Acetaminophen)对乙酰氨基酚			
Abbott Alinity C Series Abbott \ Colorimetry	mg/L	106	84.8-127
(ACTH)促肾上腺皮质激素			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	216	173-259
(AFP)甲胎蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	244	195-293
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	258	206-310
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	294	235-353
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	262	210-314
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	275	220-330
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	249	199-299
(AK)阿米卡星			
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	25	20-30
(ALD)醛固酮			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	588	470-706
(ASD)雄烯二酮			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.2	2.56-3.84
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.34	1.88-2.8
(CEA)癌胚抗原			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	35.6	28.5-42.7
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	35.7	28.6-42.8
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	33	26.4-39.6
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	36.9	29.5-44.3
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	39.7	31.8-47.6
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	38.6	30.9-46.3
(Cortisol)皮质醇			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	283	226-340
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	269	215-323
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	328	262-394
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	292	234-350
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	263	210-316

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-3	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCF5B6	更新日期: 2024-07 3 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	233	186-280
(C-P)C-肽			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.44	5.16-7.72
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.74	7.8-11.7
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.02	6.42-9.62
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.03	7.23-10.8
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.63	6.91-10.4
(cPSA)复合前列腺特异性抗原			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	5160	4120-6200
(CRBM)卡马西平			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	12.4	9.92-14.9
(CT)降钙素			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	398	318-478
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/L	389	311-467
(DGXN)地高辛			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.51	2.81-4.21
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.51	2.81-4.21
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.68	2.94-4.42
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	3.48	2.78-4.18
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5530	4420-6630
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4890	3910-5870
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6010	4810-7210
(E2)雌二醇			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	2340	1870-2800
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1340	1070-1600
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1180	943-1410
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	2390	1910-2860
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1980	1580-2370
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	1200	958-1440
(FA)叶酸			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	16.8	13.4-20.2
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	15.6	12.5-18.7
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.9	14.3-21.5
(FE3/uE3)游离雌三醇			
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.6	11.7-17.5

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-3	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCF5B6	更新日期: 2024-07
				4 / 7

(Ferritin)铁蛋白				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	361		289-433
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	345		276-414
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	462		370-554
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	418		334-502
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	580		464-696
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	706		565-847
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.5		11.6-17.4
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13		10.4-15.6
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.75		7.79-11.7
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.6		8.48-12.7
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12		9.6-14.4
(FSH)促卵泡刺激素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	48.9		39.1-58.7
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	48.9		39.1-58.7
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	78.8		63-94.6
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	46.2		37-55.4
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	58		46.4-69.6
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	40.3		32.2-48.4
(FT3)游离T3				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	15		12-18
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	28		22.4-33.6
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	19.9		0-59.9
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	18.3		14.6-22
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	23.1		18.5-27.7
(FT4)游离T4				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	45.9		36.6-55.2
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	47.2		37.7-56.7
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	66.4		53-79.8
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	37.3		29.6-45
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	46.6		37.3-55.9
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	194		155-233
(Gentamicin)庆大霉素				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Dipstick	µg/mL	5.83		4.67-6.99
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	µg/mL	6.38		5.1-7.66

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-3	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCF5B6	更新日期: 2024-07 5 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

(hCG)人绒毛膜促性腺激素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	201		161-241
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	213		170-256
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	216		173-259
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	223		178-268
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	211		169-253
(HGH)人生长激素				
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/L	16.6		13.3-19.9
(IgA)免疫球蛋白 IgA				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	1700		1360-2040
(IgE)免疫球蛋白 IgE				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	101		81-121
(IgG)免疫球蛋白 IgG				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	6870		5490-8240
(IgM)免疫球蛋白 IgM				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/L	654		523-785
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	0.654		0.524-0.784
(INS)胰岛素				
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	154		123-185
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	212		170-254
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	185		148-222
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	219		175-263
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	149		119-179
(LH)促黄体生成素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	57.3		45.8-68.8
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	57.3		45.8-68.8
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	102		81.6-122
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	58.2		46.6-69.8
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	74.6		59.7-89.5
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	47.9		38.3-57.5
(Li)锂				
Abbott Alinity C Series Abbott \ ISE (direct)	mmol/L	1.78		1.42-2.14
(Phenobarbital)苯巴比妥				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µmol/L	284		227-341
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	µmol/L	1.86		1.49-2.23
(PHYT)苯妥英				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	29.6		23.7-35.5
Abbott Alinity C Series Abbott \ Enzyme immunoassay (EIA)	µg/mL	23.3		18.6-28

注: 此报告所提供的检测项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-3	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCF5B6	更新日期: 2024-07 6 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

(PRL)催泌乳素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) Beckman UniCel Dxl 600/800	ng/mL	36.9		29.5-44.3
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	36.2		29-43.4
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	53.3		42.6-64
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	35.2		28.2-42.2
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	50.5		40.4-60.6
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	48.1		38.5-57.7
(PSA)前列腺特异性抗原				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) Beckman UniCel Dxl 600/800	ng/mL	19.3		15.4-23.2
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20.8		16.6-25
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.5		14-21
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.8		14.2-21.4
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	17.7		14.2-21.2
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.18		2.54-3.82
(Salicylate)水杨酸盐				
Abbott Alinity C Series Abbott \ Enzymatic	mg/dL	43		34.4-51.6
(TES)睾酮				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) Beckman UniCel Dxl 600/800	ng/mL	7.35		5.89-8.81
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.007		0.005-0.009
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.21		3.37-5.05
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	7.35		5.88-8.82
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	12		9.6-14.4
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	8.21		6.57-9.85
(THEO)茶碱				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	µg/mL	24.4		19.5-29.3
Abbott Alinity C Series Abbott \ Enzyme immunoassay (EIA)	µg/mL	25.1		20.1-30.1
(Tobramycin)妥布霉素				
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Dipstick	µmol/L	11.5		9.19-13.8
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	µmol/L	10.4		8.34-12.5
(TSH)促甲状腺素				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA) Beckman UniCel Dxl 600/800	mIU/L	30.3		24.2-36.4
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	29.8		23.8-35.8
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	36.7		29.4-44
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	36.3		29-43.6
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	37		29.6-44.4
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	26		20.8-31.2
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸				
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.29		2.63-3.95

注: 此报告所提供的检测项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF 501-3	6x5mL	EXP 2027-06-11	LOT 2FCF5B6	更新日期: 2024-07 7 / 7
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.48	2.78-4.18
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.33	2.66-4
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.04	3.24-4.84
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.84	2.28-3.4
(TT4)总T4			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	199	159-239
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	196	157-235
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	121	96.8-145
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	227	182-272
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	189	151-227
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	196	157-235
(VALP)丙戊酸			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μmol/L	852	682-1020
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	μmol/L	845	676-1010
(Vancomycin)万古霉素			
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Dipstick	μmol/L	17.6	14.1-21.1
Abbott Alinity C Series Abbott \ Immunoturbidimetry (ITA)	μmol/L	23.1	18.5-27.7
(VB12)维生素B12			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	625	500-750
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	612	490-734
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	808	646-970
Mindray CL-2000i/1000i/6000i series Mindray \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	876	701-1050
Abbott Alinity i Series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	791	633-949

注: 此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同, 或因制造商检测方法的改变, 均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求, 实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。