

REF

673-1

6×1mL

EXP

2023-03-04

LOT

4031988

更新日期：2024-04

1 / 2

|                                                          |         | 批号：4031988 |       |          |      |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|-------|----------|------|
| 项目\仪器\试剂\方法                                              | 单位      | 均值 \ CV    |       | Lab \ 点数 |      |
| (APTT)活化部分凝血活酶时间                                         |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | Seconds | 36.9       | 8.7%  | <5       | <100 |
| Stago STA series<br>Dedicated \ Magnetic Beads           | Seconds | 33.8       | 9.5%  | <5       | <100 |
| Werfen ACL series<br>Werfen \ Light scattering           | Seconds | 36.2       | 8.8%  | <5       | <100 |
| (AT-III)抗凝血酶III                                          |         |            |       |          |      |
| Werfen ACL series<br>Dedicated \ Nephelometry            | %       | 96.2       | 9.6%  | <5       | <100 |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Nephelometry       | %       | 96.8       | 9.5%  | <5       | <100 |
| Stago STA series<br>Dedicated \ Nephelometry             | %       | 94.6       | 9.7%  | <5       | <100 |
| (D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)                                    |         |            |       |          |      |
| Werfen ACL series<br>Dedicated \ Nephelometry            | mg/L    | 0.386      | 7.3%  | <5       | <100 |
| (D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)                                    |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Nephelometry       | mg/L    | 1.07       | 7.5%  | <5       | <100 |
| Stago STA series<br>Dedicated \ Latex agglutination (LA) | mg/L    | 0.529      | 8.1%  | <5       | <100 |
| (F II)二因子                                                |         |            |       |          |      |
| Sysmex CS 5100<br>Dedicated \ Light scattering           | %       | 94.6       | 8.8%  | <5       | <100 |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 1.09       | 7.3%  | <5       | <100 |
| (F IX)九因子                                                |         |            |       |          |      |
| Sysmex CS 5100<br>Siemens \ Light scattering             | %       | 92.3       | 8.9%  | <5       | <100 |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 0.94       | 8.5%  | <5       | <100 |
| (F V)五因子                                                 |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 1.08       | 10.2% | <5       | <100 |
| Sysmex CS 5100<br>Siemens \ Light scattering             | %       | 98.9       | 8.1%  | <5       | <100 |
| (F VII)七因子                                               |         |            |       |          |      |
| Sysmex CS 5100<br>Siemens \ Light scattering             | %       | 98.3       | 8.1%  | <5       | <100 |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 1.03       | 8.7%  | <5       | <100 |
| (F VIII)八因子                                              |         |            |       |          |      |
| Sysmex CS 5100<br>Siemens \ Light scattering             | %       | 103        | 8.6%  | <5       | <100 |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 0.92       | 8.7%  | <5       | <100 |
| (F X)十因子                                                 |         |            |       |          |      |
| Sysmex CS 5100<br>Siemens \ Light scattering             | %       | 96.2       | 10%   | <5       | <100 |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 0.99       | 8.1%  | <5       | <100 |
| (F XI)十一因子                                               |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 0.92       | 8.7%  | <5       | <100 |
| Sysmex CS 5100<br>Siemens \ Light scattering             | %       | 96.3       | 9.8%  | <5       | <100 |
| (F XII)十二因子                                              |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 0.97       | 8.2%  | <5       | <100 |
| Sysmex CS 5100<br>Siemens \ Light scattering             | %       | 95.2       | 8.4%  | <5       | <100 |
| (FDP)纤维蛋白(原)降解产物                                         |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>SekiSui \ Nephelometry       | mg/L    | 3.42       | 9.6%  | <5       | <100 |
| (FIB)纤维蛋白原                                               |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | g/L     | 2.96       | 9.5%  | <5       | <100 |
| Stago STA series<br>Dedicated \ Magnetic Beads           | g/L     | 3.02       | 9.6%  | <5       | <100 |
| Werfen ACL series<br>Werfen \ Light scattering           | g/L     | 2.93       | 9.2%  | <5       | <100 |
| (Plasminogen )纤溶酶原                                       |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 0.88       | 10.2% | <5       | <100 |
| (Protein C)蛋白C                                           |         |            |       |          |      |
| Sysmex CS 5100<br>Siemens \ Light scattering             | %       | 97.9       | 9.7%  | <5       | <100 |

|     |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-----|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF | 673-1 | 6×1mL | EXP | 2023-03-04 | LOT | 4031988 | 更新日期： | 2024-04 |
|     |       |       |     |            |     |         |       | 2 / 2   |

|                                                          |         |            |       |          |      |
|----------------------------------------------------------|---------|------------|-------|----------|------|
|                                                          |         | 批号：4031988 |       |          |      |
| 项目\仪器\试剂\方法                                              | 单位      | 均值 \ CV    |       | Lab \ 点数 |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 0.98       | 8.2%  | <5       | <100 |
| (Protein S)蛋白S                                           |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | IU/mL   | 0.92       | 8.7%  | <5       | <100 |
| Sysmex CS 5100<br>Siemens \ Light scattering             | %       | 98.5       | 9.3%  | <5       | <100 |
| (PT)血浆凝血酶原时间                                             |         |            |       |          |      |
| Werfen ACL series<br>Werfen \ Light scattering           | Seconds | 13.5       | 8.1%  | <5       | <100 |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Siemens \ Light scattering   | Seconds | 12.9       | 8.5%  | <5       | <100 |
| (TT)凝血酶时间                                                |         |            |       |          |      |
| Sysmex CA 1500/6000/7000<br>Dedicated \ Light scattering | Seconds | 18.9       | 10.1% | <5       | <100 |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。