

REF	671-3	6×1mL	EXP	2024-03-06	LOT	4005ACD	更新日期：	2024-04
1 / 2								

		批号：4005ACD			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APTT)活化部分凝血活酶时间					
BE Thrombolyzer X\XRC/XRM OTHER \ OTHER	Seconds	90.4	10.7%	88	1371
Mindray EXC810 Precil \ OTHER	Seconds	192	4.9%	6	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ OTHER	Seconds	169	0.9%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	144	4.7%	<5	<100
Sysmex CN Series sysmex \ clauss	Seconds	118	0.4%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	74	12%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	84	12%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	127	12%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
BE Thrombolyzer X\XRC/XRM OTHER \ OTHER	%	25.2	20.7%	7	<100
Mindray EXC810 Precil \ OTHER	%	24.3	31%	5	124
Sysmex CS 5100 Siemens \ OTHER	%	23.3	18.5%	<5	<100
Sysmex CN Series sysmex \ Nephelometry	%	26.5	1.9%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	%	25	12%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	%	26	12%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
BE Thrombolyzer X\XRC/XRM OTHER \ OTHER	mg/L	1.36	16.2%	85	1216
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	mg/L	1.2	12%	<5	<100
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)					
Sysmex CN Series sysmex \ Nephelometry	mg/L	3.82	0.3%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	3.98	12%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Mindray EXC810 Precil \ OTHER	mg/L	8.63	4.6%	7	188
Sysmex CS 5100 Siemens \ OTHER	mg/L	14.5	7.5%	<5	<100
BE Thrombolyzer X\XRC/XRM OTHER \ OTHER	mg/L	7.01	23.2%	13	106
Sysmex CN Series sysmex \ Nephelometry	mg/L	9.52	0.3%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	9.63	12%	<5	<100
(FIB)纤维蛋白原					
BE Thrombolyzer X\XRC/XRM OTHER \ OTHER	g/L	1.27	12.3%	86	1447
Mindray EXC810 Precil \ OTHER	g/L	1.25	6.3%	7	190
Sysmex CS 5100 Siemens \ OTHER	g/L	1.09	7%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	g/L	1.08	5.2%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	g/L	1.04	12%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	1.56	12%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	g/L	1.21	12%	<5	<100
Sysmex CN Series sysmex \ clauss	g/L	1.5	1%	<5	<100
(PT INR)PT国际标准化比值					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Calculate	INR	3.67	6.7%	7	111
Mindray EXC810 Precil \ Calculate	INR	2.89	4.5%	6	153
BE Thrombolyzer X\XRC/XRM OTHER \ Calculate	INR	3.79	4.6%	43	794
BE Thrombolyzer X\XRC/XRM Behnk Elektronik (BE) \ Calculate	INR	3.81	4.7%	34	489
Sysmex CN Series sysmex \ Calculate	INR	3.79	1.1%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	5.57	12%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Calculate	INR	4.1	12%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Calculate	INR	4.6	12%	<5	<100

REF	671-3	6×1mL	EXP	2024-03-06	LOT	4005ACD	更新日期：	2024-04
2 / 2								

		批号：4005ACD			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(PT)血浆凝血酶原时间					
BE Thrombolyzer X/XRC/XRM OTHER \ OTHER	Seconds	43	5%	86	1220
Sysmex CS 5100 Siemens \ OTHER	Seconds	38.2	5.1%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	37	3.4%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	46.1	12%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	46.3	12%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	46	12%	<5	<100
Sysmex CN Series sysmex \ clauss	Seconds	45.5	1.1%	<5	<100
(PTA)凝血酶原活动度					
BE Thrombolyzer X/XRC/XRM Behnk Elektronik (BE) \ Calculate	%	19.8	4.1%	60	907
(TT)凝血酶时间					
BE Thrombolyzer X/XRC/XRM OTHER \ OTHER	Seconds	11.5	3.3%	86	1236
Mindray EXC810 Precil \ OTHER	Seconds	23.4	4.6%	6	153
Sysmex CS 5100 Siemens \ OTHER	Seconds	20.2	2.4%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	19.4	3.4%	<5	<100
Sysmex CN Series sysmex \ clauss	Seconds	14.5	3.4%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Light scattering	Seconds	15.6	12%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	15.8	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。