

REF	600-1	30×1.7mL	EXP	2024-06-24	LOT	393B5E7	更新日期：	2024-04
1 / 1								

		批号: 393B5E7			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Ca)钙					
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	1.34	1%	8	201
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	1.25	1.3%	22	932
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (indirect)	mmol/L	1.36	12%	<5	<100
(Cl)氯					
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	76.5	4.2%	9	228
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	76.3	0.8%	22	868
Radiometer AQTSeries Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	82	0%	<5	<100
(K)钾					
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	2.3	4%	9	234
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	2.19	1.2%	22	891
Radiometer AQTSeries Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	2.4	0%	<5	<100
(Na)钠					
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	110	3.6%	9	227
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	106	0.5%	22	918
Radiometer AQTSeries Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	114	0%	<5	<100
(PCO2)二氧化碳分压					
Radiometer ABL Series Dedicated \ Electrode	mmHg	59.5	5.2%	9	239
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ Electrode	mmHg	63.2	5.3%	22	882
(pH)酸碱度					
Radiometer ABL Series Dedicated \ Electrode	No Units	7.18	4.7%	9	247
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ Electrode	No Units	7.2	0.1%	5	123
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ Electrode	No Units	7.17	0.2%	22	881
Radiometer AQTSeries Dedicated \ Electrode	No Units	7.93	0%	<5	<100
(PO2)氧分压					
Radiometer ABL Series Dedicated \ Electrode	mmHg	81.9	5.8%	9	217
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ Electrode	mmHg	80	5.6%	22	839

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。