

REF	600-3	30×1.7mL	EXP	2026-05-23	LOT	39404CE	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：39404CE			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Ca)钙					
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	0.696	2%	8	251
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (indirect)	mmol/L	0.81	8.6%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	0.79	10.1%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	0.82	9.8%	<5	<100
(Cl)氯					
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	119	0.9%	8	212
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	136	8.8%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	134	9%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	135	8.9%	<5	<100
(K)钾					
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	5.79	0.5%	8	250
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	5.78	8.8%	<5	<100
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	5.69	9.3%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	5.63	9.6%	<5	<100
(Na)钠					
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ ISE (direct)	mmol/L	146	0.4%	8	252
Radiometer AQTSeries Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	156	9%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	157	8.9%	<5	<100
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ICP-MS	mmol/L	158	8.9%	<5	<100
(PCO2)二氧化碳分压					
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ Electrode	mmHg	20.2	4.6%	8	247
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	18	9.2%	<5	<100
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	20.2	7.8%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	17.6	9.7%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Rayto \ Electrode	mmHg	15.8	10.1%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	12.6	11.1%	<5	<100
(pH)酸碱度					
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ Electrode	No Units	7.6	0.1%	8	247
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	No Units	7.58	9.4%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	No Units	7.62	9.3%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.56	9.4%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Rayto \ Electrode	No Units	7.67	9.3%	<5	<100
(PO2)氧分压					
Siemens RAPIDPoint 400/500 Dedicated \ Electrode	mmHg	138	1.9%	8	245
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	143	9.1%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Dedicated \ Electrode	mmHg	128	10.2%	<5	<100
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	156	8.2%	<5	<100
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	142	9.2%	<5	<100
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	135	9.6%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。