

REF	673-1	6×1mL	EXP	2023-12-08	LOT	40319E9	更新日期：	2024-05
1 / 2								

		批号：40319E9			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APTT)活化部分凝血活酶时间					
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	34.9	9.2%	<5	<100
Stago STA series Dedicated \ Magnetic Beads	Seconds	32.7	9.8%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	34.5	9.3%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Magnetic Beads	Seconds	38.2	0.7%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Werfen ACL series Dedicated \ Nephelometry	%	97.6	9.4%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	%	96.9	9.5%	<5	<100
Stago STA series Dedicated \ Nephelometry	%	95.4	9.6%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	%	95.1	0.9%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Werfen ACL series Dedicated \ Nephelometry	mg/L	0.423	9.9%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	mg/L	0.442	2.5%	<5	<100
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)					
Stago STA series Dedicated \ Latex agglutination (LA)	mg/L	0.585	9.9%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	0.98	8.2%	<5	<100
(F II)二因子					
Sysmex CS 5100 Dedicated \ Light scattering	%	94.2	10%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	1.06	8.5%	<5	<100
(F IX)九因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.96	8.3%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	92.5	9.5%	<5	<100
(F V)五因子					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	98.4	9.3%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	1.02	10.8%	<5	<100
(F VII)七因子					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	98.2	8.1%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	1.04	8.7%	<5	<100
(F VIII)八因子					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	103	8.6%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.96	9.4%	<5	<100
(F X)十因子					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	96.1	10%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.94	8.5%	<5	<100
(F XI)十一因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.94	8.5%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	96.6	9.7%	<5	<100
(F XII)十二因子					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	95.1	8.4%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.92	8.7%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Sysmex CA 1500/6000/7000 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	3.36	9.8%	<5	<100
(FIB)纤维蛋白原					
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	g/L	2.86	9.4%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Magnetic Beads	g/L	3.28	2.1%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	2.87	9.8%	<5	<100
Stago STA series Dedicated \ Magnetic Beads	g/L	2.96	9.8%	<5	<100

REF	673-1	6×1mL	EXP	2023-12-08	LOT	40319E9	更新日期：	2024-05
2 / 2								

批号：40319E9					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Plasminogen)纤溶酶原					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.84	10.7%	<5	<100
(Protein C)蛋白C					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	97.9	9.8%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.98	8.2%	<5	<100
(Protein S)蛋白S					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.95	8.4%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	%	98.1	9.4%	<5	<100
(PT INR)PT国际标准化比值					
Werfen ACL series Werfen \ Calculate	INR	1	0.5%	<5	<100
(PT)血浆凝血酶原时间					
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	12.8	8.6%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	12.6	8.7%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Magnetic Beads	Seconds	11.2	0.4%	<5	<100
(TT)凝血酶时间					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Dedicated \ Light scattering	Seconds	17.9	10.6%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Magnetic Beads	Seconds	14.7	0.7%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。