

|       |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF   | 761-1 | 6×3mL | EXP | 2024-05-01 | LOT | 4896085 | 更新日期： | 2024-04 |
| 1 / 1 |       |       |     |            |     |         |       |         |

|                               |        |            |       |          |      |
|-------------------------------|--------|------------|-------|----------|------|
|                               |        | 批号：4896085 |       |          |      |
| 项目\仪器\试剂\方法                   | 单位     | 均值 \ CV    |       | Lab \ 点数 |      |
| (Al)铝                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μmol/L | 1.89       | 9%    | <5       | <100 |
| (Au)金                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μg/L   | 456        | 12.1% | <5       | <100 |
| (Ca)钙                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ MS     | mmol/L | 2.37       | 10.5% | <5       | <100 |
| (Co)钴                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μmol/L | 0.034      | 11.1% | <5       | <100 |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μg/L   | 1.98       | 11.1% | <5       | <100 |
| (Cr)铬                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μg/L   | 2.98       | 16.4% | <5       | <100 |
| (Cu)铜                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μmol/L | 14.1       | 10.9% | <5       | <100 |
| (F)氟化物                        |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μg/L   | 72.8       | 10.9% | <5       | <100 |
| (Fe)铁                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ MS     | μmol/L | 26.3       | 10.2% | <5       | <100 |
| (Hg)汞                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μmol/L | 0.005      | 12.2% | <5       | <100 |
| (K)钾                          |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | mmol/L | 3.44       | 10.2% | <5       | <100 |
| (Li)锂                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | mmol/L | 0.783      | 10.2% | <5       | <100 |
| (Mg)镁                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ MS     | mmol/L | 0.691      | 10.1% | <5       | <100 |
| (Mn)锰                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μg/L   | 10.2       | 10.8% | <5       | <100 |
| (Na)钠                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ MS     | mmol/L | 136        | 9.6%  | <5       | <100 |
| (Ni)镍                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μg/L   | 4.89       | 10%   | <5       | <100 |
| (P)磷                          |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ MS     | mmol/L | 1.82       | 9.6%  | <5       | <100 |
| (Se)硒                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μmol/L | 0.11       | 10.3% | <5       | <100 |
| (Zn)锌                         |        |            |       |          |      |
| Agilent<br>Dedicated \ ICP-MS | μmol/L | 15         | 10%   | <5       | <100 |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。