

REF	512-1	6×3mL	EXP	2025-02-19	LOT	30D6FAA	更新日期：	2024-05
1 / 2								

批号：30D6FAA					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(AFP)甲胎蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	12.8	4.1%	9	211
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	ng/mL	13	4.4%	6	<100
Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	8.86	4.5%	<5	<100
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	ng/mL	13.5	5.8%	<5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Roche cobas E601/602	ng/mL	12.6	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Beckman UniCel Dxl 600/800	ng/mL	12.5	10%	<5	<100
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
(CA 125)糖类抗原 125					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	23.6	1.9%	9	217
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	IU/mL	26.2	3.8%	6	<100
Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	IU/mL	32.2	13.9%	<5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Roche cobas E601/602	IU/mL	24.6	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	21.3	3.3%	<5	<100
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(CA 15-3)糖类抗原 15-3					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	30.8	2.9%	9	211
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	IU/mL	25.8	19.9%	<5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Roche cobas E601/602	IU/mL	28.6	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	29	4.9%	<5	<100
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(CA 19-9)糖类抗原 19-9					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	23.1	5.3%	9	218
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
maglumi system	IU/mL	21.8	4.8%	6	<100
Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	IU/mL	23.9	1.1%	<5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Roche cobas E601/602	IU/mL	25.8	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	20.5	2.4%	<5	<100
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(CA 72-4)糖类抗原 72-4					
maglumi system	IU/mL	9.65	8%	6	<100
Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	5.05	5.4%	15	352
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas E601/602	IU/mL	6.54	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	IU/mL	11.2	3.8%	<5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Roche cobas 4000/6000/8000	IU/mL	5.39	2.3%	<5	<100
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
(CEA)癌胚抗原					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	3.9	3.6%	9	213
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	ng/mL	4.72	4.8%	6	<100
Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	4.1	4%	<5	<100
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Beckman UniCel Dxl 600/800	ng/mL	4.01	10%	<5	<100
Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Roche cobas E601/602	ng/mL	4.41	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	ng/mL	4.56	1.7%	<5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
(Cyfra 21-1)细胞角蛋白19片段					
maglumi system	ng/mL	2.79	6.7%	6	<100
Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	4.29	3.1%	<5	<100
Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	4.41	7.3%	15	359
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					
maglumi system	ng/mL	3.65	4.9%	<5	<100
Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)					
Roche cobas E601/602	ng/mL	4.41	10%	<5	<100
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)					

质控品名： 肿瘤标志物液体非定值质控品Plus

REF	512-1	6×3mL	EXP	2025-02-19	LOT	30D6FAA	更新日期：	2024-05
2 / 2								

批号：30D6FAA					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Ferritin)铁蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	39	10%	<5	<100
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	26.5	4.3%	<5	<100
(F-PSA)游离前列腺特异性抗原					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.274	2.7%	9	214
maglumi system Snibe \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.204	5.4%	6	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.276	10%	<5	<100
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.197	5.3%	<5	<100
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.37	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.301	3.8%	<5	<100
(NSE)神经元特异性烯醇化酶					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.848	9%	6	152
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.12	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.797	5.2%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.807	6.9%	<5	<100
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.789	10%	<5	<100
(PSA)前列腺特异性抗原					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.46	2.4%	9	213
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.89	10%	<5	<100
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.89	10%	<5	<100
maglumi system Snibe \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.42	2.4%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.29	1.7%	<5	<100
(Tg)甲状腺球蛋白					
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.39	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	4420	10%	<5	<100
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基					
Beckman UniCel DxI 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	0.006	10%	<5	<100
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	0.004	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。