

REF	588-1	6×3.5mL	EXP	2024-02-06	LOT	38166CC	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：38166CC			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Cl)氯					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ ISE (direct)	mmol/L	114	2.3%	26	592
Beckman AU series Beckman Coulter \ ISE (indirect)	mmol/L	151	8.4%	14	752
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	132	12%	<5	<100
(GLU)葡萄糖					
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ Glucose oxidase (GOD)	mmol/L	2.48	2.7%	26	593
Beckman AU series Reebio \ OTHER	mmol/L	2.76	1.9%	14	752
Beckman AU series Dedicated \ Hexokinase	mmol/L	1.91	4.2%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Hexokinase	mmol/L	2.57	12%	<5	<100
(LA)乳酸					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L	2.4	12%	<5	<100
(PRO/ TP)(总) 蛋白					
Siemens ADVIA Chemistry XPT Dedicated \ Biuret-rate	g/L	0.61	2.7%	<5	106
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	g/L	0.457	16.9%	10	190
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Biuret-endpoint	g/L	0.285	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。