

REF	673-2	6×1mL	EXP	2023-12-06	LOT	40340F9	更新日期：	2024-05
1 / 2								

批号：40340F9					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APTT)活化部分凝血活酶时间					
Werfen ACL series	Seconds	53.5	11.9%	<5	<100
Werfen \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	60.6	11.9%	<5	<100
Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering					
Stago STA series	Seconds	56.6	11.9%	<5	<100
Stago \ Magnetic Beads					
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	76.8	11.9%	<5	<100
Siemens Dade Actin(APTT) \ Light scattering					
Sysmex CS 5100	Seconds	60.9	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	81.8	11.9%	<5	<100
Siemens Pathrombin SL(APTT) \ Light scattering					
(AT-III)抗凝血酶III					
Werfen ACL series	%	36.4	11.9%	<5	<100
Werfen \ Nephelometry					
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	38.4	11.9%	<5	<100
Siemens \ Nephelometry					
Sysmex CS 5100	%	42.9	11.9%	<5	<100
Siemens \ Nephelometry					
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Werfen ACL series	mg/L	0.91	11.9%	<5	<100
Werfen \ Nephelometry					
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)					
Sysmex CS 5100	mg/L	3.47	11.9%	<5	<100
Siemens \ Nephelometry					
Sysmex CA 1500/6000/7000	mg/L	3.39	11.9%	<5	<100
Siemens \ Nephelometry					
Stago STA series	mg/L	1.75	11.9%	<5	<100
Stago \ Latex agglutination (LA)					
(F II)二因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.172	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F IX)九因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	11.8	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.141	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F V)五因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	38	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.434	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F VII)七因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.192	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F VIII)八因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.454	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	31.4	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F X)十因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.232	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	14	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F XI)十一因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.273	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F XII)十二因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.404	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Sysmex CS 5100	mg/L	10.4	11.9%	<5	<100
Siemens \ Nephelometry					
(FIB)纤维蛋白原					
Stago STA series	g/L	2.13	11.9%	<5	<100
Stago \ Magnetic Beads					
Sysmex CA 1500/6000/7000	g/L	1.93	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
Sysmex CS 5100	g/L	2.05	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
Werfen ACL series	g/L	1.87	11.9%	<5	<100
Werfen \ Light scattering					
(Plasminogen)纤溶酶原					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.454	11.9%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					

REF	673-2	6×1mL	EXP	2023-12-06	LOT	40340F9	更新日期：	2024-05
2 / 2								

		批号：40340F9			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Protein C)蛋白C					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	%	49.9	11.9%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.465	11.9%	<5	<100
(Protein S)蛋白S					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.343	11.9%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	%	31.3	11.9%	<5	<100
(PT INR)PT国际标准化比值					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Calculate	INR	2.8	11.9%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	3.09	11.9%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Calculate	INR	2.63	11.9%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Calculate	INR	2.73	11.9%	<5	<100
(PT)血浆凝血酶原时间					
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	31.4	11.9%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	31.5	11.9%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	33.9	11.9%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	29.1	11.9%	<5	<100
(TT)凝血酶时间					
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	16.1	11.9%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。