

REF

673-2

6×1mL

EXP

2023-09-01

LOT

40340F7

更新日期：2024-05

1 / 2

		批号：40340F7			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APTT)活化部分凝血活酶时间					
Werfen ACL series	Seconds	53	12%	<5	<100
Werfen \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	60	12%	<5	<100
Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	76	12%	<5	<100
Siemens Dade Actin(APTT) \ Light scattering					
Stago STA series	Seconds	56	12%	<5	<100
Stago \ Magnetic Beads					
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	81	12%	<5	<100
Siemens Pathrombin SL(APTT) \ Light scattering					
Werfen ACL series	Seconds	53.2	1.1%	<5	<100
Werfen \ Magnetic Beads					
(AT-III)抗凝血酶III					
Werfen ACL series	%	39.6	13.1%	<5	<100
Werfen \ Nephelometry					
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	38	12%	<5	<100
Siemens \ Nephelometry					
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Werfen ACL series	mg/L	0.901	7.7%	<5	<100
Werfen \ Nephelometry					
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)					
Stago STA series	mg/L	1.73	12%	<5	<100
Stago \ Latex agglutination (LA)					
Sysmex CA 1500/6000/7000	mg/L	3.36	12%	<5	<100
Siemens \ Nephelometry					
(F II)二因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.17	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F IX)九因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.14	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F V)五因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.43	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F VII)七因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.19	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F VIII)八因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.45	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F X)十因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.23	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F XI)十一因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.27	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(F XII)十二因子					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.4	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Werfen ACL series	mg/L	0.005	2.8%	<5	<100
Werfen \ Nephelometry					
(FIB)纤维蛋白原					
Werfen ACL series	g/L	1.63	3.1%	<5	<100
Werfen \ Magnetic Beads					
Stago STA series	g/L	2.11	12%	<5	<100
Stago \ Magnetic Beads					
Werfen ACL series	g/L	1.85	12%	<5	<100
Werfen \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	g/L	1.91	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(Plasminogen)纤溶酶原					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.45	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(Protein C)蛋白C					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.46	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(Protein S)蛋白S					
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.34	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
(PT INR)PT国际标准化比值					
Werfen ACL series	INR	2.53	9.7%	<5	<100
Werfen \ Calculate					
Stago STA series	INR	3.06	12%	<5	<100
Stago \ Calculate					



REF	673-2	6×1mL	EXP	2023-09-01	LOT	40340F7	更新日期：	2024-05
2 / 2								

		批号：40340F7			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Calculate	INR	2.6	12%	<5	<100
(PT)血浆凝血酶原时间					
Werfen ACL series	Seconds	33.6	12%	<5	<100
Werfen \ Light scattering					
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	28.8	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
Werfen ACL series	Seconds	27.8	0.9%	<5	<100
Werfen \ Magnetic Beads					
Stago STA series	Seconds	31.1	12%	<5	<100
Stago \ Magnetic Beads					
(TT)凝血酶时间					
Sysmex CS 5100	Seconds	16.1	11.2%	<5	<100
Siemens \ Light scattering					
Werfen ACL series	Seconds	19.6	0.5%	<5	<100
Werfen \ Magnetic Beads					

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。