

REF	671-3	6×1mL	EXP	2024-11-22	LOT	4005B2D	更新日期：	2024-04
1 / 2								

批号：4005B2D					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(APTT)活化部分凝血活酶时间					
Succeeder SF series Succeeder \ Magnetic Beads	Seconds	90.1	0.6%	6	129
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	83.8	9.6%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	124	12%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	75	12%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	140	2.3%	<5	<100
Sekisui Coapresta 3000 SekiSui \ Light scattering	Seconds	92.6	0.8%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Sekisui Coapresta 3000 SekiSui \ Nephelometry	%	19	5.3%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	%	29	12%	<5	<100
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	%	27	12%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	%	31	12%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Nephelometry	%	24.7	7.3%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Succeeder SF series Succeeder \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.81	2%	6	126
Werfen ACL series Werfen \ Nephelometry	mg/L	4.22	5.2%	<5	<100
Sekisui Coapresta 3000 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	4.53	1.5%	<5	<100
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	5.34	12%	<5	<100
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)					
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	3.98	12%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Nephelometry	mg/L	5.34	3.4%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	9.8	12%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	12.9	3.2%	<5	<100
Sekisui Coapresta 3000 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	7.05	0.7%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	9.63	12%	<5	<100
(FIB)纤维蛋白原					
Succeeder SF series Succeeder \ Magnetic Beads	g/L	1.34	2.2%	6	130
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	g/L	1.29	7.8%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	g/L	1.42	12%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	1.56	12%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	g/L	1.43	12.7%	<5	<100
Sekisui Coapresta 3000 SekiSui \ Light scattering	g/L	1.46	10%	<5	<100
(PT INR)PT国际标准化比值					
Werfen ACL series Werfen \ Calculate	INR	26.6	90.3%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Calculate	INR	3.99	12.4%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	5.54	12%	<5	<100
Sekisui Coapresta 3000 SekiSui \ Calculate	INR	4.5	1.4%	<5	<100
(PT)血浆凝血酶原时间					
Succeeder SF series Succeeder \ Magnetic Beads	Seconds	53.9	2%	6	129
Werfen ACL series Werfen \ Light scattering	Seconds	49.9	9.8%	<5	<100
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	44	12%	<5	<100
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	40.8	6.8%	<5	<100
Sekisui Coapresta 3000 SekiSui \ Light scattering	Seconds	51	1.5%	<5	<100
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	46.1	12%	<5	<100
(TT)凝血酶时间					
Succeeder SF series Succeeder \ Magnetic Beads	Seconds	16.4	1.1%	6	130

报告类别： 汇总实验室数据报告



质控品名： 凝血七项非定值质控品

REF	671-3	6×1mL	EXP	2024-11-22	LOT	4005B2D	更新日期：	2024-04
2 / 2								

		批号：4005B2D			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Werfen ACL series	Seconds	26.2	8.3%	<5	<100
Werfen \ Light scattering	Seconds	16.4	0.6%	<5	<100
Sysmex CS 5100	Seconds	15.3	12%	<5	<100
Siemens \ Light scattering	Seconds	22.8	1.8%	<5	<100
Stago STA series	Seconds				
Stago \ Magnetic Beads	Seconds				
Sekisui Coapresta 3000	Seconds				
SekiSui \ Light scattering	Seconds				

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。