

质控品名： 心肌标志物液体非定值质控品

REF	530-3	6×3mL	EXP	2025-01-01	LOT	I2934B0	更新日期：	2024-05
1 / 1								

		批号：I2934B0			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量					
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	67.3	12%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	121	12%	<5	<100
Perkinelmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	67.7	10%	<5	<100
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immune suppression	U/L	47	5.7%	6	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	46.3	10.6%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzyme immunoassay (EIA)	U/L	49.5	12%	<5	<100
J&J Vitros ECL Werfen \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	40.8	11.3%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	112	12%	<5	<100
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)					
Roche Cobas integra Roche \ Latex agglutination (LA)	mg/L	1.58	10.1%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	mg/L	1.36	12%	<5	<100
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	3.77	12%	<5	<100
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物					
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	11.9	12%	<5	<100
(hs-CRP)超敏C反应蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	9.69	12%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	μg/L	334	11.4%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	μg/L	350	12.3%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	381	12.9%	<5	<100
Perkinelmer SuperFlex PerkinElmer \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	147	10%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	μg/L	310	12%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	1394	11.5%	<5	<100
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	164	11.5%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pg/mL	3295	12%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	pmol/L	387	12%	<5	<100
(TnI)肌钙蛋白I					
J&J Vitros ECL Ortho \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	67.4	9.9%	<5	<100
Radiometer AQTSeries Radiometer \ Time-resolved fluorescence immunoassay (TRFIA)	ng/mL	2.01	12%	<5	<100
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.3	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。