

REF	540-3	6×3mL	EXP	2028-02-25	LOT	3387813	更新日期：	2024-05
1 / 2								

批号：3387813					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(25-OH-Vit D)25羟基维生素D					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	69.8	10%	<5	<100
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	174	10%	<5	<100
(AFP)甲胎蛋白					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	239	10%	<5	<100
(ALD)醛固酮					
Agilent agilent \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	365	10%	<5	<100
(ASD)雄烯二酮					
Agilent agilent \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	6.16	10%	<5	<100
(CA 125)糖类抗原 125					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	162	10%	<5	<100
(CA 15-3)糖类抗原 15-3					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	82.2	10%	<5	<100
(CA 19-9)糖类抗原 19-9					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	82.6	10%	<5	<100
(CEA)癌胚抗原					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	41.5	10%	<5	<100
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	46	10%	<5	<100
(Cortisol)皮质醇					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	ng/mL	298	9.7%	<5	<100
(C-P)C-肽					
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.09	10%	<5	<100
(DGXN)地高辛					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.2	10%	<5	<100
(DHEA-S)硫酸脱氢表雄酮					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme immunoassay (EIA)	ng/mL	8585	10%	<5	<100
(E2)雌二醇					
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	1725	10%	<5	<100
(EPO)促红细胞生成素					
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	115	10%	<5	<100
(FA)叶酸					
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.7	10%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	455	10%	<5	<100
(FSH)促卵泡刺激素					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	43	10%	<5	<100
(FT3)游离T3					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	21.1	10%	<5	<100
(FT4)游离T4					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	pmol/L	48.7	10%	<5	<100
(hCG)人绒毛膜促性腺激素					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	545	10%	<5	<100

质控品名： 复合免疫分析非定值质控品

REF	540-3	6×3mL	EXP	2028-02-25	LOT	3387813	更新日期：	2024-05
2 / 2								

批号：3387813					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(HCY)同型半胱氨酸					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	μmol/L	43.4	10%	<5	<100
(HGH)人生长激素					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	8.9	10%	<5	<100
(HS-CTnI) (高) 超敏肌钙蛋白I					
Beckman Access Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.48	10%	<5	<100
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	279	10%	<5	<100
(IGF1)胰岛素生长因子1					
Siemens Immulite1000/2000 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	nmol/L	18.8	10%	<5	<100
(INS)胰岛素					
Tosoh AIA 900/1800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	108	10%	<5	<100
(LH)促黄体生成素					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	45.9	10%	<5	<100
(Myo / Mb)肌红蛋白					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/L	310	10%	<5	<100
(NT-proBNP)N-末端脑钠肽前体					
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	2108	10%	<5	<100
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	248	10%	<5	<100
(PRL)催/ 泌乳素					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	36.9	10%	<5	<100
(PROG)孕酮					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	28.1	10%	<5	<100
(PSA)前列腺特异性抗原					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	22	10%	<5	<100
(PTH)甲状旁腺素					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	25.8	10%	<5	<100
(TES)睾酮					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	ng/mL	3.09	10%	<5	<100
(THEO)茶碱					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	μg/mL	28.6	10%	<5	<100
(TnT)肌钙蛋白T					
Roche cobas e 801 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.8	10%	<5	<100
(TSH)促甲状腺素					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	30.2	10%	<5	<100
(VB12)维生素B12					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	942	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Tosoh AIA 900/1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2970	10.1%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。