

REF	583-1	6×3mL	EXP	2023-11-17	LOT	379C54B	更新日期：	2024-05
1 / 2								

批号：379C54B					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(5'NT)5`核苷酸酶					
Beckman AU series LEADMAN \ Enzymatic	U/L	8.44	4.2%	34	617
Beckman AU series Dedicated \ Enzymatic	U/L	11.3	4.3%	<5	<100
Beckman AU series Diazyme \ Enzymatic	U/L	16	12%	<5	<100
(ADA)腺苷脱氨酶					
Roche cobas c 501/502/701/702 DENUO \ Peroxidase	U/L	21.2	8.6%	9	146
Beckman AU series DongOu \ Peroxidase	U/L	26.1	4.6%	78	1669
TOSHIBA TBA OTHER \ Peroxidase	U/L	18.9	3.4%	<5	<100
Beckman AU series KUAKE \ Peroxidase	U/L	24.7	2%	34	617
Beckman AU series Dedicated \ Trinder reaction	U/L	18.6	2.8%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ Peroxidase	U/L	20.2	4.4%	14	190
Beckman AU series KINGSBIO \ OTHER	U/L	18	2.6%	13	359
Beckman AU series Diazyme \ Peroxidase	U/L	21	12%	<5	<100
(AFU)α-L-岩藻糖苷酶					
Beckman AU series MAKER \ CNPF	U/L	12.4	3.8%	34	617
Beckman AU series Dedicated \ CNPF	U/L	14.5	5.4%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ CNPF	U/L	8.49	2.9%	21	307
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ OTHER	U/L	8.22	4.1%	<5	<100
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	U/L	10.2	2.2%	13	361
Beckman AU series Diazyme \ CNPF	U/L	12	12%	<5	<100
(anti CCP)抗环瓜氨酸抗体					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ immunoturbidimetric	U/mL	12	12%	<5	<100
(CO2 (HCO3-))二氧化碳 (碳酸氢根)					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Colorimetry	mmol/L	8.91	10.8%	24	381
Beckman AU series DiaSys \ PEPC	mmol/L	8.57	4.7%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ PEPC	mmol/L	7.66	10.9%	18	372
Beckman AU series Ausbio \ OTHER	mmol/L	7.68	9%	13	341
Beckman AU series OTHER \ PEPC	mmol/L	14	12%	<5	<100
Mindray BS series Mindray \ Colorimetry	mmol/L	11.1	2.6%	<5	<100
(Cys C)半胱氨酸蛋白酶抑制剂C/ 胱抑素C					
Roche cobas c 501/502/701/702 DENUO \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	0.55	6.5%	9	144
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.493	16.1%	78	1666
Beckman AU series LEADMAN \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.187	11.2%	34	619
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	mg/L	0.313	25.2%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ OTHER	mg/L	0.541	5.3%	<5	<100
Beckman AU series chongqiong zybio \ OTHER	mg/L	0.667	7.5%	13	360
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	0.595	4.5%	12	159
Beckman AU series KamiyaBiomedical \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.45	12%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Merit Choice \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.565	10%	<5	<100
Mindray BS series Mindray \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	0.435	7.7%	<5	<100
(FRUC (GSP))果糖胺 (糖化血清蛋白)					
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ NBT	mmol/L	0.211	12%	<5	<100
(Lp(a))脂蛋白a					
Roche cobas c 501/502/701/702 DENUO \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	151	7.5%	9	149
Beckman AU series DongOu \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	159	6.9%	52	1264
TOSHIBA TBA OTHER \ OTHER	mg/L	130	3.8%	<5	<100
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ OTHER	mg/L	148	2.2%	<5	<100

REF	583-1	6×3mL	EXP	2023-11-17	LOT	379C54B	更新日期：	2024-05
2 / 2								

批号：379C54B					
项目\仪器\试剂方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Beckman AU series KINGSBIO \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	158	5.2%	13	361
Roche cobas c 501/502/701/702 Reebio \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	156	4.2%	12	158
Roche cobas c 501/502/701/702 SekiSui \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	105	10%	<5	<100
Beckman AU series KamiyaBiomedical \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	135	12%	<5	<100
(β-Hb)Beta-羟丁酸					
Beckman AU series OTHER \ Dehydrogenase	mmol/L	0.164	4.1%	75	1654
Beckman AU series Beckman Coulter \ Dehydrogenase	mmol/L	0.182	12%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。