

质控品名： 特定蛋白液体非定值质控品

REF	521-3	6×3mL	EXP	2026-05-22	LOT	31B79D1	更新日期：	2024-04
1 / 3								

批号：31B79D1					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Bromocresol green	g/L	0.054	10%	<5	<100
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Beckman AU series chongqiong zybjo \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	355	6.6%	5	133
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	IU/mL	330	1.4%	5	102
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	312	2.9%	<5	<100
Beckman AU series BSBE \ OTHER	IU/mL	315	15%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	404	10%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	397	10%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	258	4.7%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	IU/mL	384	0.4%	<5	<100
(AT-III)抗凝血酶III					
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Nephelometry	g/L	0.309	10%	<5	<100
(C3)补体 C3					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	223	3.7%	<5	<100
Beckman AU series chongqiong zybjo \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	240	3.5%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	2	3.7%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	263	10%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	213	4.2%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	196	10%	<5	<100
(C4)补体 C4					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	56.9	3.8%	<5	<100
Beckman AU series chongqiong zybjo \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	55.9	2%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	57	10%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	0.55	9.1%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	61.3	5%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	56	10%	<5	<100
(Cer)铜蓝蛋白					
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.537	4%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.621	10%	<5	<100
(CRP)C反应蛋白					
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.25	1.3%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.24	10%	<5	<100
(Ferritin)铁蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	275	10%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	232	10%	<5	<100
(Hap (HPT))触珠蛋白 (结合珠蛋白)					
Beckman AU series chongqiong zybjo \ OTHER	mg/L	1827	8.3%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series chongqiong zybjo \ OTHER	mg/L	2067	4.6%	10	213
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	2010	10%	<5	<100
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	487	3.9%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	398	10%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	396	10%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	375	3.7%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	432	5.1%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	400	10%	<5	<100

REF	521-3	6×3mL	EXP	2026-05-22	LOT	31B79D1	更新日期：	2024-04
2 / 3								

批号：31B79D1					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	64.9	10%	<5	<100
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2177	3.6%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	2286	6.3%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2020	10%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2256	10%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	2030	10%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	2302	4.8%	<5	<100
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	314	2.9%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	251	10%	<5	<100
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/dL	252	1.7%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series DiaSys \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	259	10%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	255	10%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	298	3.7%	<5	<100
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	16.4	10%	<5	<100
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.53	10%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.044	10.7%	<5	112
Beckman AU series BSBE \ OTHER	g/L	4.41	13%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	g/L	4.88	11%	10	219
Siemens ADVIA Centaur XP/XPT Roche \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	g/L	428	0.5%	<5	<100
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.449	10%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.56	10%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Siemens BN II Siemens \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.03	10%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	119	5.3%	6	151
Siemens BN ProSpec Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	77.8	3.6%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	110	9.1%	<5	<100
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	109	10%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	IU/mL	120	0%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	347	10%	<5	<100
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.14	10%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	1.12	7%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Olympus AU400 Olympus \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	219	10%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	263	6%	<5	<100
(α2M)α-2-巨球蛋白					
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	3170	10%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Beckman AU series chongqiong zybio \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5763	7%	6	155

REF	521-3	6×3mL	EXP	2026-05-22	LOT	31B79D1	更新日期：	2024-04
3 / 3								

		批号：31B79D1			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
Beckman AU series BSBE \ OTHER	ng/mL	4396	9.7%	<5	<100
Abbott ARCHITECT c series BSBE \ OTHER	ng/mL	5433	5.5%	10	222
Olympus AU400 Olympus \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6130	10%	<5	<100
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6392	1.6%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。