

质控品名： 特定蛋白液体非定值质控品

REF	521-3	6×3mL	EXP	2025-06-27	LOT	31B796F	更新日期：	2024-04
1 / 2								

		批号：31B796F			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Alb)白蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000	g/L	56.2	12%	<5	<100
Roche \ Bromocresol green					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	g/L	52	12%	<5	<100
Hitachi \ Bromocresol green					
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体					
Beckman Immage 800	IU/mL	225	12%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	IU/mL	370	10%	<5	<100
Roche \ Immunonephelometry (INA)					
Siemens BN II	IU/mL	391	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	IU/mL	382	0%	<5	<100
Reebio \ Immunonephelometry (INA)					
(AT-III)抗凝血酶III					
Stago STA series	%	25	12%	<5	<100
Dedicated \ Nephelometry					
(C3)补体 C3					
Beckman Immage 800	mg/dL	224	8.9%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	271	3.9%	<5	<100
Reebio \ Immunonephelometry (INA)					
Siemens BN II	mg/dL	245	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(C4)补体 C4					
Beckman Immage 800	mg/dL	57.9	9.7%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	52.6	1.7%	<5	<100
Reebio \ Immunonephelometry (INA)					
Siemens BN II	mg/dL	59	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(Cer)铜蓝蛋白					
Beckman Immage 800	g/L	0.4	12%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
(CRP)C反应蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	7.46	1.2%	<5	<100
Reebio \ Immunonephelometry (INA)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	8.13	10%	<5	<100
Roche \ Immunonephelometry (INA)					
Siemens BN II	mg/dL	6.77	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
Beckman Immage 800	mg/dL	7.72	12%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
(Ferritin)铁蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000	ng/mL	357	12%	<5	<100
Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(Hap (HPT))触珠蛋白（结合珠蛋白）					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/L	2020	12%	<5	<100
Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(IgA)免疫球蛋白 IgA					
Beckman Immage 800	mg/dL	366	8.8%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	385	1.2%	<5	<100
Reebio \ Immunonephelometry (INA)					
Siemens BN II	mg/dL	414	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(IgE)免疫球蛋白 IgE					
Beckman Immage 800	IU/mL	66.5	12.1%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
(IgG)免疫球蛋白 IgG					
Beckman Immage 800	mg/dL	2106	10%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	1938	2.9%	<5	<100
Reebio \ Immunonephelometry (INA)					
Siemens BN II	mg/dL	2190	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(IgM)免疫球蛋白 IgM					
Beckman Immage 800	mg/dL	243	9.2%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
Roche Hitachi/Hitachi Systems	mg/dL	244	0.8%	<5	<100
Reebio \ Immunonephelometry (INA)					
Siemens BN II	mg/dL	271	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					
(Kappa Light Chain)κ轻链抗体					
Beckman Immage 800	g/L	17.2	12%	<5	<100
Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)					
Siemens BN II	g/L	5.02	12%	<5	<100
Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)					

质控品名： 特定蛋白液体非定值质控品

REF	521-3	6×3mL	EXP	2025-06-27	LOT	31B796F	更新日期：	2024-04
2 / 2								

批号：31B796F					
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值 \ CV		Lab \ 点数	
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	3.07	12%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	g/L	8.62	12%	<5	<100
(PAB)前白蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.546	0.9%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	0.58	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.535	10%	<5	<100
Roche cobas 4000/6000/8000 DiaSys \ Immunonephelometry (INA)	g/L	0.437	12%	<5	<100
(RBP)视黄醇结合蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 WanTai \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	8.42	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	10.1	10%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	9.88	12%	<5	<100
(RF)类风湿因子					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Reebio \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	98.3	2.4%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	88.7	10%	<5	<100
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	120	12%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	84.2	12%	<5	<100
(sTfR)可溶性转铁蛋白受体					
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	1.37	12%	<5	<100
(TRF)转铁蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	381	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	374	12%	<5	<100
(α-1-AG)α-1-酸性糖蛋白					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	g/L	1.08	12%	<5	<100
(α-1-AT)α-1-抗胰蛋白酶					
Roche Hitachi/Hitachi Systems Hitachi \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	214	12%	<5	<100
(β2M)β-2-微球蛋白					
Roche cobas 4000/6000/8000 JS (Shanghai) \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	6730	12%	<5	<100
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	5570	12%	<5	<100
Roche Hitachi/Hitachi Systems Roche \ Immunonephelometry (INA)	ng/mL	7130	10%	<5	<100

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。