

|       |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF   | 586-2 | 6×8mL | EXP | 2026-10-24 | LOT | 37E8166 | 更新日期： | 2024-05 |
| 1 / 1 |       |       |     |            |     |         |       |         |

|                                                                                |          |            |      |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|----------|------|
|                                                                                |          | 批号：37E8166 |      |          |      |
| 项目\仪器\试剂\方法                                                                    | 单位       | 均值 \ CV    |      | Lab \ 点数 |      |
| (AMY)淀粉酶                                                                       |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ PNP-G7                                          | U/L      | 202        | 10%  | <5       | <100 |
| (Ca)钙                                                                          |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ BAPTA                                           | mmol/L   | 3.05       | 10%  | <5       | <100 |
| (Cl)氯                                                                          |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ ISE (indirect)                                  | mmol/L   | 180        | 10%  | <5       | <100 |
| (Cortisol)皮质醇                                                                  |          |            |      |          |      |
| Beckman Access<br>Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA )      | ng/mL    | 231        | 10%  | <5       | <100 |
| (Cr)肌酐                                                                         |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ Enzymatic                                       | μmol/L   | 15735      | 10%  | <5       | <100 |
| (GLU)葡萄糖                                                                       |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ Hexokinase                                      | mmol/L   | 15.4       | 10%  | <5       | <100 |
| (hCG)人绒毛膜促性腺激素                                                                 |          |            |      |          |      |
| Beckman Access<br>Beckman Coulter \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA) | IU/L     | 583        | 10%  | <5       | <100 |
| (K)钾                                                                           |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ ISE (indirect)                                  | mmol/L   | 79.7       | 10%  | <5       | <100 |
| (MA)微量白蛋白                                                                      |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ Biuret-endpoint                                 | mg/L     | 62.2       | 10%  | <5       | <100 |
| (Mg)镁                                                                          |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ Xylidyl Blue                                    | mmol/L   | 5.39       | 10%  | <5       | <100 |
| (Na)钠                                                                          |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ ISE (indirect)                                  | mmol/L   | 174        | 10%  | <5       | <100 |
| (Osm)摩尔渗透压浓度                                                                   |          |            |      |          |      |
| WESCOR Osm<br>Dedicated \ Calculate                                            | mOSM/kg  | 866        | 10%  | <5       | <100 |
| (P)磷                                                                           |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ Phosphomolybdate UV-rate                        | mmol/L   | 15.6       | 10%  | <5       | <100 |
| (pH)酸碱度                                                                        |          |            |      |          |      |
| HACH pH Meter<br>Dedicated \ Dipstick                                          | No Units | 6.02       | 0%   | <5       | <100 |
| (PRO/ TP)(总) 蛋白                                                                |          |            |      |          |      |
| Abbott ARCHITECT i series<br>LEADMAN \ Biuret-endpoint                         | g/L      | 0.624      | 3.1% | <5       | <100 |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ Biuret-endpoint                                 | g/L      | 0.714      | 10%  | <5       | <100 |
| (UA)尿酸                                                                         |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ Uricase colorimetry                             | μmol/L   | 892        | 10%  | <5       | <100 |
| (Urea)尿素                                                                       |          |            |      |          |      |
| Roche Cobas integra<br>Roche \ Urease colorimetry                              | mmol/L   | 144        | 10%  | <5       | <100 |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。