

REF	500-1	6×3mL	EXP	2022-02-28	LOT	2FB202A	更新日期：	2019-02
								1 / 3

批号：2FB202A			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(17-OHP)17-羟孕酮			
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.51	1.21-1.81
(Anti-Tg)抗甲状腺球蛋白抗体			
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	34.8	27.8-41.8
(Anti-TPO)抗甲状腺过氧化物酶抗体			
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	138	112-164
(Cortisol)皮质醇			
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	102	82-122
(C-P)C-肽			
Autolumo A2000/A2000 PLUS Autobio \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.885	0.705-1.065
KHB ZY series KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.416	0.336-0.496
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.17	0.93-1.41
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.74	0.58-0.90
(E2)雌二醇			
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	186	150-222
(FA)叶酸			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.22	3.38-5.06
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.12	3.30-4.94
(Ferritin)铁蛋白			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	45.9	36.7-55.1
(FSH)促卵泡刺激素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	4.19	3.35-5.03
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	5.22	4.18-6.26
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.74	3.80-5.68
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	6.13	4.91-7.35
(FT3)游离T3			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	5.01	4.01-6.01
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	5.28	4.22-6.34
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	6.06	4.86-7.26
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	5.88	4.70-7.06
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	5.01	4.01-6.01
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	5.83	4.67-6.99
(FT4)游离T4			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	13.1	10.5-15.7
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	14.8	12.0-17.6
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	16.9	13.5-20.3
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	17.1	13.7-20.5

REF	500-1	6×3mL	EXP	2022-02-28	LOT	2FB202A	更新日期：	2019-02
								2 / 3

		批号：2FB202A	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	15.2	12.2-18.2
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pmol/L	16.6	13.4-19.8
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	4.11	3.29-4.93
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.97	3.97-5.97
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	5.11	4.11-6.11
(HGH)人生长激素			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ug/L	2.02	1.62-2.42
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ug/L	1.56	1.24-1.88
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	879	705-1,053
(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	103	83-123
(INS)胰岛素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	8.36	6.68-10.04
KHB ZY series KHB \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	8.29	6.61-9.97
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	10.9	8.7-13.1
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	9.89	7.89-11.89
(LH)促黄体生成素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/L	3.11	2.49-3.73
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.98	3.20-4.76
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.11	3.29-4.93
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.59	3.67-5.51
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	3.34	2.64-4.04
(PRL)催/泌乳素			
DiaSorin Liaison /XL Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	9.65	7.73-11.57
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.81	7.85-11.77
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.3	8.3-12.3
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	11.9	9.5-14.3
(PROG)孕酮			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.721	0.581-0.861
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	0.822	0.662-0.982
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.778	0.618-0.938
(TES)睾酮			
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.14	4.12-6.16
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.62	5.30-7.94
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	8.71	6.97-10.45

REF	500-1	6×3mL	EXP	2022-02-28	LOT	2FB202A	更新日期：	2019-02
								3 / 3

批号：2FB202A			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Tg)甲状腺球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	4.23	3.37-5.09
(TSH)促甲状腺素			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	2.23	1.79-2.67
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	2.76	2.20-3.32
DiaSorin Liaison /XL Diasorin \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/L	3.12	2.50-3.74
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	2.96	2.38-3.54
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	3.21	2.57-3.85
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	2.66	2.12-3.20
Siemens ADVIA Centaur CP Siemens \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mIU/L	2.53	2.03-3.03
(TT3)总T3			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.92	1.52-2.32
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.35	1.07-1.63
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.54	1.24-1.84
(TT4)总T4			
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	82.3	65.9-98.7
(VB12)维生素B12			
Abbott ARCHITECT i series Abbott \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	pg/mL	339	279-399
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素Beta亚基			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	4.22	3.38-5.06

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。