

REF	600-2	30×1.7mL	EXP	2022-08-20	LOT	393DC95	更新日期：	2020-02
1 / 1								

批号：393DC95			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Ca)钙			
Radiometer ABL Series Dedicated \ ISE (indirect)	mmol/L	1.08	0.86-1.30
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	1.02	0.84-1.20
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	1.04	0.80-1.28
(Cl)氯			
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	96.5	78.9-114.1
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	92.5	74.7-110.3
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	91.4	73.2-109.6
(K)钾			
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	4.02	3.24-4.80
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	4.09	3.33-4.85
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	3.98	3.20-4.76
(Na)钠			
IL Gem Premier 3000 series IL \ ICP-MS	mmol/L	133	109-157
Radiometer ABL Series Radiometer \ ISE (direct)	mmol/L	136	112-160
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ ISE (direct)	mmol/L	131	107-155
(PCO2)二氧化碳分压			
IL Gem Premier 3000 series IL \ Electrode	kPa	5.57	4.79-6.35
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	47.5	38.3-56.7
Radiometer AQT Series Radiometer \ Electrode	mmHg	48.2	39.0-57.4
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	45.6	37.0-54.2
(pH)酸碱度			
IL Gem Premier 3000 series IL \ Electrode	No Units	7.37	5.99-8.75
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	No Units	7.35	5.99-8.71
Radiometer AQT Series Radiometer \ Electrode	No Units	7.36	5.98-8.74
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.43	6.05-8.81
(PO2)氧分压			
IL Gem Premier 3000 series IL \ Electrode	kPa	14.8	12.2-17.4
Radiometer ABL Series Radiometer \ Electrode	mmHg	96.3	77.1-115.5
Radiometer AQT Series Radiometer \ Electrode	mmHg	97.2	77.4-117.0
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	92.2	75.0-109.4
Siemens RAPIDPoint 400/500 Bayer \ Electrode	kPa	15.3	12.7-17.9

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。