

|            |       |       |            |            |            |         |       |         |
|------------|-------|-------|------------|------------|------------|---------|-------|---------|
| <b>REF</b> | 580-1 | 6×5mL | <b>EXP</b> | 2025-02-19 | <b>LOT</b> | 375322A | 更新日期： | 2022-04 |
| 1 / 2      |       |       |            |            |            |         |       |         |

|                                           |        |      |             |
|-------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 批号：375322A                                |        |      |             |
| 项目\仪器\试剂\方法                               | 单位     | 均值   | + / - 2 SD  |
| <b>(Alb)白蛋白</b>                           |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | μmol/L | 745  | 566-924     |
| Roche \ Bromocresol green                 |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | g/L    | 49.2 | 37.4-61     |
| Roche \ Bromocresol green                 |        |      |             |
| <b>(ALP)碱性磷酸酶</b>                         |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | U/L    | 93.3 | 70.9-116    |
| Roche \ Rate -AMP buffer                  |        |      |             |
| <b>(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶</b>                |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | U/L    | 26.1 | 19.8-32.4   |
| Roche \ UV with P5P                       |        |      |             |
| <b>(AMY)淀粉酶</b>                           |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | U/L    | 60.3 | 45.8-74.8   |
| Roche \ PNP-G7                            |        |      |             |
| <b>(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶</b>              |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | U/L    | 30.7 | 23.3-38.1   |
| Roche \ UV with P5P                       |        |      |             |
| <b>(Ca)钙</b>                              |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 1.45 | 1.1-1.8     |
| Roche \ BAPTA                             |        |      |             |
| <b>(CHOL/ TC)总胆固醇</b>                     |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 5.35 | 4.07-6.63   |
| Roche \ Cholesterol oxidase               |        |      |             |
| <b>(CK)肌酸激酶</b>                           |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | U/L    | 107  | 81.4-133    |
| Roche \ Rate -AMP buffer                  |        |      |             |
| <b>(Cl)氯</b>                              |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 100  | 76-124      |
| Roche \ ISE (indirect)                    |        |      |             |
| <b>(CO2 ( HCO3- ) )二氧化碳 ( 碳酸氢根 )</b>      |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 24.1 | 18.3-29.9   |
| Roche \ PEPC                              |        |      |             |
| <b>(Cr)肌酐</b>                             |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | μmol/L | 24.7 | 18.8-30.6   |
| Roche \ Enzymatic                         |        |      |             |
| <b>(DBIL)直接胆红素</b>                        |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | μmol/L | 10.3 | 7.84-12.8   |
| Roche \ Diazotization -Blank Compensation |        |      |             |
| <b>(Fe)铁</b>                              |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | μmol/L | 48.5 | 36.9-60.1   |
| Roche \ Ferrozine colorimetry             |        |      |             |
| <b>(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶</b>                   |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | U/L    | 45.4 | 34.5-56.3   |
| Roche \ γ-glutamyl -4-nitroaniline        |        |      |             |
| <b>(GLU)葡萄糖</b>                           |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 2.89 | 2.2-3.58    |
| Roche \ Hexokinase                        |        |      |             |
| <b>(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇</b>                   |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 1.41 | 1.07-1.75   |
| Roche \ Enzymatic                         |        |      |             |
| <b>(K)钾</b>                               |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 2.42 | 1.84-3      |
| Roche \ ISE (indirect)                    |        |      |             |
| <b>(LA)乳酸</b>                             |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 5.91 | 4.49-7.33   |
| Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)         |        |      |             |
| <b>(LDH)乳酸脱氢酶</b>                         |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | U/L    | 10.3 | 7.84-12.8   |
| Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)         |        |      |             |
| <b>(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇</b>                   |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 2.64 | 2.01-3.27   |
| Roche \ Enzymatic                         |        |      |             |
| <b>(LIP)脂肪酶</b>                           |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | U/L    | 53.7 | 40.8-66.6   |
| DiaSys \ Enzymatic Cycling Assays Method  |        |      |             |
| <b>(Mg)镁</b>                              |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 0.49 | 0.372-0.608 |
| Roche \ Xylidyl Blue                      |        |      |             |
| <b>(Na)钠</b>                              |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000                | mmol/L | 158  | 120-196     |
| Roche \ ISE (indirect)                    |        |      |             |



|       |       |       |     |            |     |         |       |         |
|-------|-------|-------|-----|------------|-----|---------|-------|---------|
| REF   | 580-1 | 6×5mL | EXP | 2025-02-19 | LOT | 375322A | 更新日期： | 2022-04 |
| 2 / 2 |       |       |     |            |     |         |       |         |

|                                                                           |        |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|
| 批号：375322A                                                                |        |      |             |
| 项目\仪器\试剂\方法                                                               | 单位     | 均值   | + / - 2 SD  |
| (P)磷                                                                      |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Phosphomolybdate UV-rate            | mmol/L | 0.74 | 0.562-0.918 |
| (PRO/ TP)(总) 蛋白                                                           |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Biuret-endpoint                     | g/L    | 78.8 | 59.9-97.7   |
| (TBA)总胆汁酸                                                                 |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>DiaSys \ Enzymatic Cycling Assays Method    | μmol/L | 9.06 | 6.88-11.2   |
| (TBIL)总胆红素                                                                |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>DiaSys \ Diazotization                      | μmol/L | 13.4 | 10.2-16.6   |
| (TG)甘油三酯                                                                  |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Free glycerol removed               | mmol/L | 2.29 | 1.74-2.84   |
| (UA)尿酸                                                                    |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Uricase colorimetry                 | μmol/L | 218  | 166-270     |
| (UIBC)不饱和铁结合力                                                             |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Ferrozine colorimetry               | μmol/L | 22.9 | 17.4-28.4   |
| (Urea)尿素                                                                  |        |      |             |
| Roche cobas 4000/6000/8000<br>Roche \ Urease colorimetry                  | mmol/L | 7.15 | 5.43-8.87   |
| (β2M)β-2-微球蛋白                                                             |        |      |             |
| Beckman Image 800<br>Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay<br>(CLIA ) | mg/L   | 6.7  | 5.08-8.32   |

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。