

REF

600-3

30×1.7mL

EXP

2026-05-23

LOT

39404CE

更新日期： 2022-07

1 / 1

批号：39404CE

项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Ca)钙			
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (indirect)	mmol/L	0.81	0.67-0.95
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	0.82	0.66-0.98
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	0.79	0.63-0.95
(Cl)氯			
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	134	110-158
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	136	112-160
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	135	111-159
(K)钾			
IL Gem Premier 3000 series IL \ ISE (direct)	mmol/L	5.63	4.55-6.71
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	5.69	4.63-6.75
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	5.78	4.76-6.8
(Na)钠			
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	157	129-185
IL Gem Premier 3000 series IL \ ICP-MS	mmol/L	158	130-186
Radiometer AQT Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	156	128-184
(PCO2)二氧化碳分压			
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	20.2	17-23.4
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	17.6	14.2-21
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	18	14.7-21.3
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	12.6	9.8-15.4
Radiometer AQT Series Rayto \ Electrode	mmHg	15.8	12.6-19
(pH)酸碱度			
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.56	6.14-8.98
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	No Units	7.58	6.16-9
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	No Units	7.62	6.2-9.04
Radiometer AQT Series Rayto \ Electrode	No Units	7.67	6.25-9.09
(PO2)氧分压			
Radiometer AQT Series Dedicated \ Electrode	mmHg	128	102-154
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	135	109-161
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	143	117-169
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	142	116-168
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	156	130-182

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。