



REF	600-3	30×1.7mL	EXP	2026-09-18	LOT	39404D1	更新日期：	2023-01
1 / 2								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(Ca)钙	(Cl)氯	(K)钾
(Na)钠	(PCO2)二氧化碳分压	(pH)酸碱度
(PO2)氧分压		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	600-3	30×1.7mL	EXP	2026-09-18	LOT	39404D1	更新日期： 2023-01
							2 / 2

批号：39404D1			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Ca)钙			
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	0.828	0.662-0.994
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	0.798	0.638-0.958
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (indirect)	mmol/L	0.818	0.654-0.982
(Cl)氯			
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	137	110-164
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	135	108-162
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	136	109-163
(K)钾			
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ISE (direct)	mmol/L	5.69	4.55-6.83
Siemens RAPIDPoint 400/500 Siemens \ ISE (direct)	mmol/L	5.75	4.6-6.9
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	5.84	4.67-7.01
(Na)钠			
IL Gem Premier 3000 series Werfen \ ICP-MS	mmol/L	160	128-192
Radiometer ABL Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	159	127-191
Radiometer AQT Series Rayto \ ISE (direct)	mmol/L	158	126-190
(PCO2)二氧化碳分压			
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	18.2	14.6-21.8
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	12.7	10.2-15.2
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	20.4	16.3-24.5
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	17.8	14.2-21.4
Radiometer AQT Series Rayto \ Electrode	mmHg	16	12.8-19.2
(pH)酸碱度			
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	No Units	7.66	6.13-9.19
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	No Units	7.64	6.11-9.17
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	No Units	7.7	6.16-9.24
Radiometer AQT Series Rayto \ Electrode	No Units	7.75	6.2-9.3
(PO2)氧分压			
IL Gem Premier 3000 series Dedicated \ Electrode	mmHg	144	115-173
Roche cobas b 121/123/221 Roche \ Electrode	mmHg	143	114-172
Nova Stat Profile pHox series Dedicated \ Electrode	mmHg	157	126-188
Radiometer ABL Series Rayto \ Electrode	mmHg	136	109-163
Radiometer AQT Series Dedicated \ Electrode	mmHg	129	103-155

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。