

REF

512-3

6×3mL

EXP

2021-04-15

LOT

30DBD68

更新日期： 2019-01

1 / 3

批号：30DBD68

项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	305	244-366
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	254	203-305
Roche cobas u 411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	211	169-253
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	264	211-317
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	263	210-316
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	239	191-287
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	241	168-314
(CA 125)糖类抗原 125			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	130	104-156
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	119	95-143
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	172	138-206
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	175	140-210
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	175	141-209
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	156	125-187
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	153	122-184
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	302	211-393
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	76.1	60.9-91.3
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	60.4	48.4-72.4
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	139	111-167
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	131	105-157
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	147	118-176
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	154	123-185
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	285	228-342
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	252	202-302
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	201	161-241
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	199	159-239
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	182	146-218
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	464	371-557
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	184	129-239
(CA 27-29)糖类抗原 27-29			
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	214	171-257
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	152	107-197

REF	512-3	6×3mL	EXP	2021-04-15	LOT	30DBD68	更新日期：	2019-01
								2 / 3

批号：30DBD68			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	42.3	33.8-50.8
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	40.1	32.1-48.1
(CEA)癌胚抗原			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	47.7	38.1-57.3
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	51.2	41.0-61.4
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	42.9	34.3-51.5
Bio-Merieux VIDAS BioMerieux \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	28.1	22.5-33.7
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	39.5	31.6-47.4
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	39.2	31.4-47.0
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	37.8	30.2-45.4
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	46.3	37.0-55.6
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	42.3	29.6-55.0
(Cyfra 21-1)Cyfra 21-1(细胞角蛋白19片段)			
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	69.8	55.8-83.8
(Ferritin)铁蛋白			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1003	803-1,203
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	595	476-714
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	528	423-633
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	701	561-841
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	729	583-875
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	689	551-827
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	706	565-847
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	688	550-826
Siemens BN II Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	661	529-793
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	723	579-867
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	546	382-710
(F-PSA)游离PSA			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.63	2.89-4.37
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	5.28	4.22-6.34
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	4.78	3.82-5.74
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.98	3.18-4.78
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	3.43	2.75-4.11
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	3.41	2.73-4.09

REF

512-3

6×3mL

EXP

2021-04-15

LOT

30DBD68

更新日期： 2019-01

3 / 3

批号：30DBD68			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	192	154-230
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	224	179-269
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	230	184-276
Bio-Merieux VIDAS BioMerieux \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	229	183-275
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/mL	225	180-270
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/mL	238	192-284
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	194	155-233
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	434	347-521
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	318	222-414
(NSE)神经元特异性烯醇化酶			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ug/L	22.1	17.6-26.6
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ug/L	20.3	15.9-24.7
(PSA)前列腺特异性抗原			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	25.8	20.6-31.0
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	29.1	23.3-34.9
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	26.2	21.0-31.4
Bio-Merieux VIDAS BioMerieux \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	28.1	22.5-33.7
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	22.7	18.1-27.3
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	24.8	19.8-29.8
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	19.4	15.5-23.3
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20.1	16.1-24.1
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20.3	16.2-24.4
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	21.4	15.0-27.8
(Tg)甲状腺球蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	111	89-133
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	102	82-122
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	62	50-74
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	35.6	28.5-42.7
Siemens BN II Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	3.69	2.95-4.43
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	3.27	2.61-3.93
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	>20.4	N/A

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。