

REF

512-2

6×3mL

EXP

2021-05-20

LOT

30D9659

更新日期： 2019-01

1 / 3

批号：30D9659

项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(AFP)甲胎蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	157	125-189
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	132	106-158
Roche cobas u 411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	110	88-132
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	141	113-169
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	137	110-164
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	126	101-151
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	126	88-164
(CA 125)糖类抗原 125			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	74.5	59.6-89.4
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	71.7	57.3-86.1
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	101	81-121
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	102	82-122
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	99.2	79.4-119.0
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	99.1	79.3-118.9
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	91.3	73.1-109.5
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	174	122-226
(CA 15-3)糖类抗原 15-3			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	45.8	36.6-55.0
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	37.7	30.1-45.3
Roche cobas u 411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	85.9	68.7-103.1
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	22.3	17.9-26.7
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	97.4	78.0-116.8
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	94.9	75.9-113.9
(CA 19-9)糖类抗原 19-9			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	156	125-187
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	135	108-162
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	114	91-137
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	116	93-139
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	108	86-130
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	269	215-323
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	107	75-139
(CA 27-29)糖类抗原 27-29			
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	144	115-173
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	U/mL	90.7	72.5-108.9

REF

512-2

6×3mL

EXP

2021-05-20

LOT

30D9659

更新日期： 2019-01

2 / 3

批号：30D9659

项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(CA 72-4)糖类抗原 72-4			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	U/mL	22.4	17.9-26.9
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/mL	21.8	17.4-26.2
(CEA)癌胚抗原			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	24.8	19.8-29.8
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	26.8	21.4-32.2
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	22.2	17.8-26.6
Bio-Merieux VIDAS BioMerieux \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.4	11.4-17.4
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	22.1	17.7-26.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	21.5	17.1-25.9
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	20.9	16.7-25.1
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	23.9	19.1-28.7
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	23.8	16.8-30.8
(Cyfra 21-1)Cyfra 21-1(细胞角蛋白19片段)			
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	38.3	30.7-45.9
(Ferritin)铁蛋白			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	483	387-579
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	291	233-349
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	269	215-323
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	370	296-444
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	384	307-461
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	364	291-437
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	378	302-454
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	371	297-445
Siemens BN II Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	325	260-390
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	374	299-449
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	268	187-349
(F-PSA)游离PSA			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.87	1.49-2.25
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.72	2.18-3.26
Beckman UniCel Dxl 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	2.57	2.05-3.09
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	2.13	1.71-2.55
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	1.78	1.42-2.14
(hCG)人绒毛膜促性腺激素			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	97.2	77.8-116.6

REF

512-2

6×3mL

EXP

2021-05-20

LOT

30D9659

更新日期： 2019-01

3 / 3

批号：30D9659

项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	118	95-141
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	116	93-139
Bio-Merieux VIDAS BioMerieux \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	116	93-139
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/mL	113	91-135
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/mL	119	95-143
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	109	87-131
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	230	184-276
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mIU/mL	162	113-211
(NSE)神经元特异性烯醇化酶			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ug/L	11.3	9.0-13.6
Roche Modular E170 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ug/L	10.7	8.5-12.9
(PSA)前列腺特异性抗原			
Abbott ARCHITECT i series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.2	10.6-15.8
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	15.1	12.1-18.1
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	13.5	10.8-16.2
Bio-Merieux VIDAS BioMerieux \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	14.9	11.9-17.9
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	12.1	9.7-14.5
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.5	8.4-12.6
Roche Modular E170 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	10.5	8.4-12.6
Siemens ADVIA Centaur XP Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	10.9	8.7-13.1
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.1	8.9-13.3
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	11.6	8.1-15.1
(Tg)甲状腺球蛋白			
Beckman Access Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	58.1	46.5-69.7
Beckman UniCel Dxi 600/800 Beckman Coulter \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	51.7	41.3-62.1
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	29.1	23.3-34.9
(β2M)β-2-微球蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Dedicated \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	21.5	17.2-25.8
Siemens BN II Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	2.19	1.75-2.63
Siemens Immulite1000/2000 Siemens \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	1.77	1.41-2.13
Tosoh AIA 1800 TOSOH \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	20.1	16.1-24.1

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。