

REF

581-1

6×5mL

EXP

2025-10-06

LOT

376B8D3

更新日期： 2022-11

1 / 4

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(Alb)白蛋白	(ALP)碱性磷酸酶	(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶
(AMY)淀粉酶	(Apo-A I)载脂蛋白A I	(Apo-B)载脂蛋白B
(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶	(Ca)钙	(CHOL/ TC)总胆固醇
(CK)肌酸激酶	(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量	(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)
(Cl)氯	(CO ₂ (HCO ₃ ⁻))二氧化碳 (碳酸氢根)	(Cr)肌酐
(CRP)C反应蛋白	(DBIL)直接胆红素	(DGXN)地高辛
(E2)雌二醇	(FA)叶酸	(Fe)铁
(FT3)游离T3	(FT4)游离T4	(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶
(GLDH)谷氨酸脱氢酶	(GLU)葡萄糖	(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇
(IgA)免疫球蛋白 IgA	(IgG)免疫球蛋白 IgG	(IgM)免疫球蛋白 IgM
(K)钾	(LA)乳酸	(LDH)乳酸脱氢酶
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇	(LIP)脂肪酶	(Mg)镁
(Na)钠	(NEFA)游离脂肪酸	(P)磷
(PRO/ TP)(总) 蛋白	(PROG)孕酮	(TBA)总胆汁酸
(TBIL)总胆红素	(TES)睾酮	(TG)甘油三酯
(TIBC)总铁结合力	(TRF)转铁蛋白	(TSH)促甲状腺素
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸	(TT4)总T4	(UA)尿酸
(UIBC)不饱和铁结合力	(Urea)尿素	(VB12)维生素B12
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	581-1	6×5mL	EXP	2025-10-06	LOT	376B8D3	更新日期：	2022-11
2 / 4								

		批号：376B8D3	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(Alb)白蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	μmol/L	430	327-533
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Bromocresol green	g/L	28.4	21.6-35.2
(ALP)碱性磷酸酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	40	30.4-49.6
(ALT/ SGPT)丙氨酸氨基转移酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV with P5P	U/L	31.5	23.9-39.1
(AMY)淀粉酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ PNP-G7	U/L	63	47.9-78.1
(Apo-A I)载脂蛋白A I			
Roche cobas 4000/6000/8000 SekiSui \ immunoturbidimetric	g/L	0.855	0.65-1.06
(Apo-B)载脂蛋白B			
Roche cobas 4000/6000/8000 SekiSui \ immunoturbidimetric	g/L	0.435	0.331-0.539
(AST/ SGOT)天门冬氨酸氨基转移酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ UV with P5P	U/L	38.5	29.3-47.7
(Ca)钙			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ BAPTA	mmol/L	1.78	1.35-2.21
(CHOL/ TC)总胆固醇			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Cholesterol oxidase	mmol/L	2.31	1.76-2.86
(CK)肌酸激酶			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Rate -AMP buffer	U/L	151	115-187
(CK-MB mass)肌酸激酶-MB质量			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	9.59	7.29-11.9
(CK-MB)肌酸激酶-MB (活性)			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immune suppression	U/L	19	14.4-23.6
(Cl)氯			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ ISE (indirect)	mmol/L	71	54-88
(CO2 (HCO3-))二氧化碳 (碳酸氢根)			
Roche cobas c 501/502/701/702 Roche \ Colorimetry	mmol/L	10.2	7.75-12.6
(Cr)肌酐			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Enzymatic	μmol/L	78	59.3-96.7
(CRP)C反应蛋白			
Beckman Immage 800 Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/L	2.55	1.94-3.16
(DBIL)直接胆红素			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Diazotization -Blank Compensation	μmol/L	6.25	4.75-7.75
(DGXN)地高辛			
Roche cobas e411 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.295	0.224-0.366
(E2)雌二醇			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L	172	131-213
(FA)叶酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	6.76	5.14-8.38
(Fe)铁			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	17.3	13.1-21.5

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	581-1	6×5mL	EXP	2025-10-06	LOT	376B8D3	更新日期：	2022-11
								3 / 4

(FT3)游离T3								
Roche cobas E601/602								
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L		3.48				2.65-4.31	
(FT4)游离T4								
Roche cobas E601/602								
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pmol/L		14.8				11.2-18.4	
(GGT)L-γ-谷氨酰基转移酶								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ γ-glutamyl -3-carboxy-4-nitroaniline	U/L		30.5				23.2-37.8	
(GLDH)谷氨酸脱氢酶								
Roche cobas 4000/6000/8000								
DiaSys \ Colorimetry	U/L		4.4				3.34-5.46	
(GLU)葡萄糖								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ Hexokinase	mmol/L		3.38				2.57-4.19	
(HDL-C)高密度脂蛋白胆固醇								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ Enzymatic	mmol/L		0.585				0.445-0.725	
(IgA)免疫球蛋白 IgA								
Beckman Image 800								
Beckman Coulter \ Immunosubidimetry (ITA)	mg/L		1470				1110-1820	
(IgG)免疫球蛋白 IgG								
Beckman Image 800								
Beckman Coulter \ Immunosubidimetry (ITA)	mg/L		6240				4740-7730	
(IgM)免疫球蛋白 IgM								
Beckman Image 800								
Beckman Coulter \ Immunosubidimetry (ITA)	mg/L		640				486-794	
Beckman Image 800								
Beckman Coulter \ Immunosubidimetry (ITA)	g/L		0.64				0.486-0.794	
(K)钾								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ ISE (indirect)	mmol/L		2.9				2.2-3.6	
(LA)乳酸								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	mmol/L		0.5				0.38-0.62	
(LDH)乳酸脱氢酶								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ Lactate to pyruvate (L-P)	U/L		150				114-186	
(LDL-C)低密度脂蛋白胆固醇								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ Enzymatic	mmol/L		1.22				0.928-1.51	
(LIP)脂肪酶								
Roche cobas 4000/6000/8000								
DiaSys \ Enzymatic Cycling Assays Method	U/L		34				25.8-42.2	
(Mg)镁								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ Xylidyl Blue	mmol/L		0.68				0.517-0.843	
(Na)钠								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ ISE (indirect)	mmol/L		109				82.8-135	
(NEFA)游离脂肪酸								
Roche cobas 4000/6000/8000								
DiaSys \ ACS - ACOD	mmol/L		0.635				0.483-0.787	
(P)磷								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ Phosphomolybdate UV-rate	mmol/L		0.645				0.49-0.8	
(PRO/ TP)(总) 蛋白								
Roche cobas 4000/6000/8000								
Roche \ Biuret-endpoint	g/L		43.3				32.9-53.7	
(PROG)孕酮								
Roche cobas E601/602								
Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL		0.947				0.719-1.18	
(TBA)总胆汁酸								
Roche cobas 4000/6000/8000								
DiaSys \ Enzymatic Cycling Assays Method	μmol/L		11.1				8.45-13.8	
(TBIL)总胆红素								
Roche cobas 4000/6000/8000								
DiaSys \ Diazotization	μmol/L		10.3				7.83-12.8	

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	581-1	6×5mL	EXP	2025-10-06	LOT	376B8D3	更新日期：	2022-11
4 / 4								

(TES)睾酮			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	1.48	1.12-1.84
(TG)甘油三酯			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Free glycerol removed	mmol/L	0.83	0.631-1.03
(TIBC)总铁结合力			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	35.8	27.2-44.4
(TRF)转铁蛋白			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	160	122-198
(TSH)促甲状腺素			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mIU/L	1.15	0.874-1.43
(TT3)总三碘甲状腺原氨酸			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	ng/mL	0.889	0.675-1.1
(TT4)总T4			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	nmol/L	61.6	46.8-76.4
(UA)尿酸			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Uricase colorimetry	μmol/L	154	117-191
(UIBC)不饱和铁结合力			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Ferrozine colorimetry	μmol/L	18.4	14-22.8
(Urea)尿素			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Urease colorimetry	mmol/L	4.82	3.66-5.98
(VB12)维生素B12			
Roche cobas E601/602 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	pg/mL	233	177-289
(β-hCG)人绒毛膜促性腺激素β亚基			
Roche cobas 4000/6000/8000 Roche \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	IU/L	0.87	0.661-1.08

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。