

REF	521-3	6×3mL	EXP	2022-03-18	LOT	31B7840	更新日期：	2019-07
1 / 2								

批号：31B7840			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(a1-AG)a1 酸性糖蛋白			
Beckman AU series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	g/L	1.21	0.97-1.45
(a1M)α1微球蛋白			
Beckman AU series MedicalSystem \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	37.4	30.6-44.2
(a2M)α2巨球蛋白			
Beckman Immage 800 Hysen \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/L	2876	2,298-3,454
(ALB)白蛋白			
Beckman AU series Dedicated \ Bromocresol purple	mg/dL	5757	4,633-6,881
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体			
Beckman AU series Reebio \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	381	315-447
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	323	259-387
Roche Hitachi/Hitachi Systems Wako \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	341	279-403
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	IU/mL	405	323-487
(C3)补体 C3			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	232	190-274
(C4)补体 C4			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	56.8	47.0-66.6
(Cer)铜蓝蛋白			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	61.1	48.9-73.3
(CRP)C反应蛋白			
Beckman AU series Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.88	5.48-8.28
Beckman AU series KHB \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.37	5.13-7.61
Beckman Immage 800 Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	7.48	6.06-8.90
Siemens ADVIA 1800/2400 DongOu \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	6.44	5.22-7.66
Siemens BN II Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	6.52	5.30-7.74
(Ferritin)铁蛋白			
Beckman AU series Hysen \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	ng/mL	332	270-394
(Hap)触珠蛋白			
Beckman AU series Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	190	152-228
(IgA)免疫球蛋白 IgA			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	338	268-408
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	77.4	63.2-91.6
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Beckman AU series Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	1857	1,491-2,223
(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	249	203-295
(Kappa Light Chain)κ 轻链抗体			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	1837	1,834-1,840
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	846	678-1,014

REF	521-3	6×3mL	EXP	2022-03-18	LOT	31B7840	更新日期：	2019-07
2 / 2								

批号：31B7840			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(PAB)前白蛋白			
Beckman AU series Dedicated \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	48.7	39.3-58.1
(RBP)视黄醇结合蛋白			
Siemens ADVIA 1800/2400 Dedicated \ Electro-Chemiluminescence Immunoassay (ECLIA)	mg/dL	7.18	5.72-8.64
(RF)类风湿因子			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	112	90-134
Roche Hitachi/Hitachi Systems Wako \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	108	86-130
(TRF)转铁蛋白			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	376	312-440
(α1 AT)a1 抗胰蛋白酶			
Beckman AU series OTHER \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	206	166-246
(β2M)β-2-微球蛋白			
Beckman AU series Dedicated \ Enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)	mg/dL	0.72	0.60-0.84

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。