

REF

521-3

6×3mL

EXP

2022-10-02

LOT

31B7846

更新日期：

2019-11

1 / 2

批号：31B7846

项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(a1-AG)a1 酸性糖蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	119	95-143
(a2M)α2巨球蛋白			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	364	291-437
(Alb)白蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Bromocresol purple	mg/dL	5472	4,378-6,566
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	405	324-486
(ATIII)抗凝血酶III			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Nephelometry	mg/dL	38.4	30.7-46.1
(C3)补体 C3			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	208	166-250
(C4)补体 C4			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	54.1	43.3-64.9
(Cer)铜蓝蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	67.5	54.0-81.0
(CRP)C反应蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	7.09	5.67-8.51
(Ferritin)铁蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	318	254-382
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	ng/mL	296	237-355
(Hap)触珠蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	199	159-239
(IgA)免疫球蛋白 IgA			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	351	281-421
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	72.5	58.0-87.0
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1970	1,576-2,364
(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	244	195-293
(Kappa Light Chain)κ 轻链抗体			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	1667	1,334-2,000
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	842	674-1,010
(PAB)前白蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	50.8	40.6-61.0
(RBP)视黄醇结合蛋白			
Siemens BN II Siemens \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	8.37	6.70-10.04
(RF)类风湿因子			
Beckman Image 800 Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	IU/mL	101	81-121
(TRF)转铁蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	347	278-416
(α1 AT)α1 抗胰蛋白酶			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunoturbidimetry (ITA)	mg/dL	195	156-234
(β2M)β-2-微球蛋白			
Beckman AU series Beckman Coulter \ Immunonephelometry (INA)	mg/dL	0.594	0.475-0.713

报告类别： 示范实验室数据报告



质控品名： 特定蛋白液体非定值质控品

REF	521-3	6×3mL	EXP	2022-10-02	LOT	31B7846	更新日期：	2019-11
								2 / 2

		批号：31B7846	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。