

REF	521-1	6×3mL	EXP	2021-07-10	LOT	31B2AEB	更新日期：	2018-10
								1 / 2

批号：31B2AEB			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(a1-AG)a1 酸性糖蛋白			
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/L	453	385-521
(ALB)白蛋白			
Roche Hitachi Systems Dedicated \ Biuret-rate	g/dL	1.88	1.64-2.12
(ASO)抗链球菌溶血素 O 抗体			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	82.6	67.4-97.8
(C3)补体 C3			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	63.1	50.5-75.7
(C4)补体 C4			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	16.8	13.6-20.0
(Cer)铜蓝蛋白			
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/L	122	100-144
(CRP)C反应蛋白			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	1.09	0.87-1.31
(Hap)触珠蛋白			
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence enzyme immunoassay (CLEIA)	mg/L	672	544-800
(IgA)免疫球蛋白 IgA			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	121	99-143
(IgE)免疫球蛋白 IgE			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	24.9	20.5-29.3
(IgG)免疫球蛋白 IgG			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	622	510-734
(IgM)免疫球蛋白 IgM			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	83.2	66.4-100.0
(Kappa Light Chain)κ 轻链抗体			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	538	452-624
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	185	153-217
(Lambda Light Chain)λ 轻链抗体			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	106	88-124
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	87	69-105
(PAB)前白蛋白			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	16.3	13.1-19.5
(RBP)视黄醇结合蛋白			
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	2.32	1.92-2.72
(RF)类风湿因子			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	IU/mL	32.9	26.5-39.3
(TRF)转铁蛋白			
Beckman Immage 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	117	95-139

REF	521-1	6×3mL	EXP	2021-07-10	LOT	31B2AEB	更新日期：	2018-10
								2 / 2

		批号：31B2AEB	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(β2M)β-2-微球蛋白			
Beckman Image 800 Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	0.21	0.15-0.27
Siemens BN II Dedicated \ Chemiluminescence Immunoassay (CLIA)	mg/dL	0.27	0.23-0.31

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。