



REF	671-2	6×1mL	EXP	2025-04-26	LOT	4003422	更新日期：	2022-11
1 / 2								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(APTT)活化部分凝血活酶时间	(AT-III)抗凝血酶Ⅲ	(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)	(FDP)纤维蛋白(原)降解产物	(FIB)纤维蛋白原
(PT INR)PT国际标准化比值	(PT)血浆凝血酶原时间	(TT)凝血酶时间

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF	671-2	6×1mL	EXP	2025-04-26	LOT	4003422	更新日期：	2022-11
2 / 2								

批号：4003422			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
Werfen ACL series	Seconds	65.1	49.5-80.7
Werfen \ Light scattering			
Stago STA series	Seconds	74.6	56.7-92.5
Stago \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	67.8	51.5-84.1
Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	90.3	68.6-112
Siemens Pathrombin SL(APTT) \ Light scattering			
(AT-III)抗凝血酶III			
Werfen ACL series	%	46.5	35.3-57.7
Werfen \ Nephelometry			
Stago STA series	%	37.4	28.4-46.4
Stago \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	46.5	35.3-57.7
Siemens \ Light scattering			
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Werfen ACL series	mg/L	2.07	1.57-2.57
Werfen \ Nephelometry			
Sysmex CS 5100	mg/L	3.3	2.51-4.09
SekiSui \ Nephelometry			
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series	mg/L	1.76	1.34-2.18
Stago \ Nephelometry			
Sysmex CA 1500/6000/7000	mg/L	3.42	2.6-4.24
Siemens \ Nephelometry			
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100	mg/L	5.56	4.23-6.89
SekiSui \ Nephelometry			
(FIB)纤维蛋白原			
Werfen ACL series	g/L	2.18	1.66-2.7
Werfen \ Light scattering			
Stago STA series	g/L	2.02	1.54-2.5
Stago \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	g/L	2	1.52-2.48
Siemens \ Light scattering			
(PT INR)PT国际标准化比值			
Werfen ACL series	INR	2.91	2.21-3.61
Werfen \ Calculate			
Stago STA series	INR	2.88	2.19-3.57
Stago \ Calculate			
Sysmex CS 5100	INR	2.78	2.11-3.45
Siemens \ Calculate			
(PT)血浆凝血酶原时间			
Werfen ACL series	Seconds	31.7	24.1-39.3
Werfen \ Light scattering			
Stago STA series	Seconds	29.9	22.7-37.1
Stago \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	32.4	24.6-40.2
Siemens \ Light scattering			
(TT)凝血酶时间			
Stago STA series	Seconds	16.2	12.3-20.1
Stago \ Magnetic Beads			
Sysmex CS 5100	Seconds	18.5	14.1-22.9
sysmex \ Light scattering			

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。