



REF	671-2	6×1mL	EXP	2024-12-31	LOT	400341F	更新日期：	2022-11
1 / 2								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(APTT)活化部分凝血活酶时间	(AT-III)抗凝血酶Ⅲ	(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)	(FDP)纤维蛋白(原)降解产物	(FIB)纤维蛋白原
(PT INR)PT国际标准化比值	(PT)血浆凝血酶原时间	(TT)凝血酶时间

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的变化，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。



REF	671-2	6×1mL	EXP	2024-12-31	LOT	400341F	更新日期：	2022-11
2 / 2								

批号：400341F			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
Stago STA series			
Stago \ Magnetic Beads	Seconds	73.9	56.2-91.6
Werfen ACL series			
Werfen \ Light scattering	Seconds	64.5	49-80
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering	Seconds	67.1	51-83.2
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens Pathrombin SL(APTT) \ Light scattering	Seconds	89.4	67.3-111
(AT-III)抗凝血酶III			
Werfen ACL series			
Werfen \ Nephelometry	%	46	35-57
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	%	46	34.5-57.5
Stago STA series			
Stago \ Magnetic Beads	%	37	28.1-45.9
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Sysmex CS 5100			
SekiSui \ Nephelometry	mg/L	3.27	2.49-4.05
Werfen ACL series			
Werfen \ Nephelometry	mg/L	2.05	1.56-2.54
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series			
Stago \ Nephelometry	mg/L	1.74	1.32-2.16
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Nephelometry	mg/L	3.38	2.57-4.19
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100			
SekiSui \ Nephelometry	mg/L	5.5	4.18-6.82
(FIB)纤维蛋白原			
Stago STA series			
Stago \ Magnetic Beads	g/L	2	1.52-2.48
Werfen ACL series			
Werfen \ Light scattering	g/L	2.16	1.64-2.68
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	g/L	1.98	1.51-2.45
(PT INR)PT国际标准化比值			
Werfen ACL series			
Werfen \ Calculate	INR	2.88	2.19-3.57
Sysmex CS 5100			
Siemens \ Calculate	INR	2.75	2.08-3.42
Stago STA series			
Stago \ Calculate	INR	2.85	2.17-3.53
(PT)血浆凝血酶原时间			
Stago STA series			
Stago \ Magnetic Beads	Seconds	29.6	22.5-36.7
Werfen ACL series			
Werfen \ Light scattering	Seconds	31.4	23.9-38.9
Sysmex CA 1500/6000/7000			
Siemens \ Light scattering	Seconds	32.1	24.6-39.6
(TT)凝血酶时间			
Stago STA series			
Stago \ Magnetic Beads	Seconds	16	12.2-19.8
Sysmex CS 5100			
sysmex \ Light scattering	Seconds	18.3	13.9-22.7
Werfen ACL series			
Werfen \ Light scattering	Seconds	18.1	13.8-22.4

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。