

REF 673-2	6×1mL	EXP 2023-09-01	LOT 40340F7	更新日期： 2021-03 1 / 2
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：40340F7			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	53	40.3-65.7
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	56	42.6-69.4
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Dade Actin \ Light scattering	Seconds	76	57.8-94.2
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Dade Actin FS \ Light scattering	Seconds	60	45.6-74.4
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens Pathrombin SL \ Light scattering	Seconds	81	61.6-100
(AT-III)抗凝血酶III			
IL ACL series IL \ Nephelometry	%	36	27.4-44.6
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	%	38	28.9-47.1
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
IL ACL series IL \ Nephelometry	mg/L	0.901	0.685-1.12
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series Stago \ Latex agglutination (LA)	mg/L	1.73	1.31-2.15
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Nephelometry	mg/L	3.36	2.55-4.17
(F II)二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.17	0.129-0.211
(F IX)九因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.14	0.106-0.174
(F V)五因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.43	0.327-0.533
(F VII)七因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.19	0.144-0.236
(F VIII)八因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.45	0.342-0.558
(F X)十因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.23	0.175-0.285
(F XI)十一因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.27	0.205-0.335
(F XII)十二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.4	0.304-0.496
(FIB)纤维蛋白原			
IL ACL series IL \ Light scattering	g/L	1.85	1.41-2.29
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	g/L	2.11	1.6-2.62
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	1.91	1.45-2.37
(Plasminogen)纤溶酶原			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.45	0.342-0.558
(Protein C)蛋白C			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.46	0.35-0.57
(Protein S)蛋白S			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	IU/mL	0.34	0.258-0.422
(PT INR)PT国际标准化比值			
IL ACL series IL \ Calculate	INR	2.7	2.05-3.35
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	3.06	2.33-3.79
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Calculate	INR	2.6	1.98-3.22
(PT)血浆凝血酶原时间			
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	33.6	25.5-41.7
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	28.8	21.9-35.7

报告类别： 示范实验室数据报告

质控品名： 凝血因子非定值质控品



REF	673-2	6×1mL	EXP	2023-09-01	LOT	40340F7	更新日期：	2021-03
2 / 2								

		批号：40340F7	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Stago STA series	Seconds	31.1	23.6-38.6
Stago \ Magnetic Beads			

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。