

REF 673-2	6×1mL	EXP 2021-07-20	LOT 40340FB	更新日期： 2021-03
				1 / 2

批号：40340FB			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
IL ACL series	Seconds	58	44.1-71.9
IL \ Light scattering			
Stago STA series	Seconds	63	47.9-78.1
Stago \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	104	79-129
Siemens Dade Actin \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	67	50.9-83.1
Siemens Dade Actin FS \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	91	69.2-113
Siemens Pathrombin SL \ Light scattering			
(AT-III)抗凝血酶III			
IL ACL series	%	45	34.2-55.8
IL \ Nephelometry			
Sysmex CA 1500/6000/7000	%	46	35-57
Siemens \ Nephelometry			
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
IL ACL series	mg/L	0.75	0.57-0.93
IL \ Nephelometry			
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series	mg/L	1.46	1.11-1.81
Stago \ Latex agglutination (LA)			
Sysmex CA 1500/6000/7000	mg/L	2.82	2.14-3.5
Siemens \ Nephelometry			
(F II)二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.23	0.175-0.285
Siemens \ Light scattering			
(F IX)九因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.14	0.106-0.174
Siemens \ Light scattering			
(F V)五因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.44	0.334-0.546
Siemens \ Light scattering			
(F VII)七因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.19	0.144-0.236
Siemens \ Light scattering			
(F VIII)八因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.23	0.175-0.285
Siemens \ Light scattering			
(F X)十因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.22	0.167-0.273
Siemens \ Light scattering			
(F XI)十一因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.24	0.182-0.298
Siemens \ Light scattering			
(F XII)十二因子			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.44	0.334-0.546
Siemens \ Light scattering			
(FIB)纤维蛋白原			
IL ACL series	g/L	1.77	1.35-2.19
IL \ Light scattering			
Stago STA series	g/L	2.06	1.57-2.55
Stago \ Magnetic Beads			
Sysmex CA 1500/6000/7000	g/L	1.87	1.42-2.32
Siemens \ Light scattering			
(Plasminogen)纤溶酶原			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.47	0.357-0.583
Siemens \ Light scattering			
(Protein C)蛋白C			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.41	0.312-0.508
Siemens \ Light scattering			
(Protein S)蛋白S			
Sysmex CA 1500/6000/7000	IU/mL	0.38	0.289-0.471
Siemens \ Light scattering			
(PT INR)PT国际标准化比值			
IL ACL series	INR	2.7	2.05-3.35
IL \ Calculate			
Stago STA series	INR	3.03	2.3-3.76
Stago \ Calculate			
Sysmex CA 1500/6000/7000	INR	2.59	1.97-3.21
Siemens \ Calculate			
(PT)血浆凝血酶原时间			
IL ACL series	Seconds	33.6	25.5-41.7
IL \ Light scattering			
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds	28.8	21.9-35.7
Siemens \ Light scattering			

报告类别： 示范实验室数据报告

质控品名： 凝血因子非定值质控品



REF	673-2	6×1mL	EXP	2021-07-20	LOT	40340FB	更新日期：	2021-03
2 / 2								

		批号：40340FB	
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	35.3	26.8-43.8

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。