

REF 671-2	6×1mL	EXP 2023-08-25	LOT 40033B6	更新日期： 2021-03 1 / 1
------------------	-------	-----------------------	--------------------	------------------------

批号：40033B6			
项目\仪器\试剂\方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	102	84-120
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	88.9	71.5-106
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	81.4	61.9-101
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	58.6	46.8-70.4
(AT-III)抗凝血酶III			
IL ACL series IL \ Nephelometry	%	42.9	34.5-51.3
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	%	40	30.4-49.6
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	3.99	3.03-4.95
IL ACL series IL \ Nephelometry	mg/L	0.756	0.61-0.902
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series Stago \ Latex agglutination (LA)	mg/L	1.63	1.35-1.91
Sysmex CS 5100 sysmex \ Nephelometry	mg/L	2.86	2.28-3.44
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
IL ACL series SekiSui \ Nephelometry	mg/L	5.33	4.35-6.31
Stago STA series Stago \ Nephelometry	mg/L	5.56	4.58-6.54
Sysmex CS 5100 SekiSui \ Nephelometry	mg/L	6.9	5.24-8.56
(FIB)纤维蛋白原			
IL ACL series IL \ Light scattering	g/L	2.38	1.92-2.84
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	g/L	2.15	1.63-2.67
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	g/L	1.72	1.4-2.04
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	g/L	2.19	1.77-2.61
(PT INR)PT国际标准化比值			
Stago STA series Stago \ Calculate	INR	2.75	2.09-3.41
(PT)血浆凝血酶原时间			
IL ACL series IL \ Light scattering	Seconds	31.2	24.8-37.6
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	29	22-36
Sysmex CA 1500/6000/7000 Siemens \ Light scattering	Seconds	33.4	27-39.8
Sysmex CS 5100 Siemens \ Light scattering	Seconds	34.9	28.5-41.3
(TT)凝血酶时间			
Stago STA series Stago \ Magnetic Beads	Seconds	14.8	11.2-18.4
Sysmex CA 1500/6000/7000 sysmex \ Light scattering	Seconds	17.2	13.8-20.6
IL ACL series SUNBIO \ Light scattering	Seconds	17.3	14.1-20.5

注：此报告所提供的数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来，仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。