



REF	671-2	6×1mL	EXP	2025-05-03	LOT	4003423	更新日期：	2022-11
1 / 2								

本报告含以下项目的示范实验室数据

参数 (Parameters)	参数 (Parameters)	参数 (Parameters)
(APTT)活化部分凝血活酶时间	(AT-III)抗凝血酶Ⅲ	(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)	(FDP)纤维蛋白(原)降解产物	(FIB)纤维蛋白原
(PT INR)PT国际标准化比值	(PT)血浆凝血酶原时间	(TT)凝血酶时间

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。

REF

671-2

6×1mL

EXP

2025-05-03

LOT

4003423

更新日期： 2022-11

2 / 2

批号：4003423			
项目\仪器\试剂方法	单位	均值	+ / - 2 SD
(APTT)活化部分凝血活酶时间			
Werfen ACL series	Seconds	65.1	49.5-80.7
Werfen \ Light scattering	Seconds	74.6	56.7-92.5
Stago STA series	Seconds	67.8	51.5-84.1
Stago \ Magnetic Beads	Seconds		
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds		
Siemens Dade Actin FS(APTT) \ Light scattering	Seconds		
(AT-III)抗凝血酶III			
Werfen ACL series	%	46.5	35.3-57.7
Werfen \ Nephelometry	%	37.4	28.4-46.4
Stago STA series	%	46.5	35.3-57.7
Stago \ Magnetic Beads	%		
Sysmex CA 1500/6000/7000	%		
Siemens \ Light scattering	%		
(D-D(DDU)) D-二聚体(DDU)			
Werfen ACL series	mg/L	2.07	1.57-2.57
Werfen \ Nephelometry	mg/L	3.3	2.51-4.09
Sysmex CS 5100	mg/L		
SekiSui \ Nephelometry	mg/L		
(D-D(FEU)) D-二聚体(FEU)			
Stago STA series	mg/L	1.76	1.34-2.18
Stago \ Nephelometry	mg/L	3.42	2.6-4.24
Sysmex CA 1500/6000/7000	mg/L		
Siemens \ Nephelometry	mg/L		
(FDP)纤维蛋白(原)降解产物			
Sysmex CS 5100	mg/L	5.56	4.23-6.89
SekiSui \ Nephelometry	mg/L		
(FIB)纤维蛋白原			
Werfen ACL series	g/L	2.18	1.66-2.7
Werfen \ Light scattering	g/L	2.02	1.54-2.5
Stago STA series	g/L	2	1.52-2.48
Stago \ Magnetic Beads	g/L		
Sysmex CA 1500/6000/7000	g/L		
Siemens \ Light scattering	g/L		
(PT INR)PT国际标准化比值			
Werfen ACL series	INR	2.91	2.21-3.61
Werfen \ Calculate	INR	2.88	2.19-3.57
Stago STA series	INR	2.78	2.11-3.45
Stago \ Calculate	INR		
Sysmex CS 5100	INR		
Siemens \ Calculate	INR		
(PT)血浆凝血酶原时间			
Werfen ACL series	Seconds	31.7	24.1-39.3
Werfen \ Light scattering	Seconds	29.9	22.7-37.1
Stago STA series	Seconds	32.4	24.6-40.2
Stago \ Magnetic Beads	Seconds		
Sysmex CA 1500/6000/7000	Seconds		
Siemens \ Light scattering	Seconds		
(TT)凝血酶时间			
Werfen ACL series	Seconds	18.3	13.9-22.7
Werfen \ Light scattering	Seconds	16.2	12.3-20.1
Stago STA series	Seconds	18.5	14.1-22.9
Stago \ Magnetic Beads	Seconds		
Sysmex CS 5100	Seconds		
sysmex \ Light scattering	Seconds		

注：此报告所提供的项目与数据均基于检测相同批号质控品的若干实验室的数据汇总统计而来。此报告不可代替产品说明书。此报告仅供学习、参考之用。因所用技术、仪器和试剂的不同，或因制造商检测方法的改变，均可导致实验室实际测得的数据偏离此报告所提供的数据。根据良好实验室规范的要求，实验室须遵循相关技术规范确立自己的均值和可接受范围。